



TECSA[®]
laboratórios

PORTFÓLIO
DE EXAMES
2024

Estamos prontos para atender você

Prezado(a) Colega,

Somos um laboratório de **medicina veterinária e saúde**.

Essa é a nossa proposta de valor.

Queremos cada vez mais trazer soluções completas e integradas para a gestão de bem-estar e saúde dos animais.

O nosso portfólio 2024 está diferenciado, com exames que podem auxiliar em diversas áreas na medicina veterinária, não só no tratamento, mas no aspecto preventivo, monitorando a saúde dos seus pacientes.

Desenvolvido por uma equipe técnica conceituada e validado por certificações de qualidade.

TECSA 30 anos, transformando **resultados em informações com qualidade** e permanecendo seu parceiro de confiança.

Os canais de atendimento estão à disposição:

Brasil +55 (31) 3281-0500

SP +55 (11) 5152-0500

SAC@tecsa.com.br

Um abraço e conte conosco

Arminda Gaspar

Médica Veterinária

Diretora Geral **TECSA laboratórios**

Referência em medicina
diagnóstica veterinária
presente em mais de
500 cidades no Brasil.

TECISA



ANATOMIA PATOLÓGICA

TUBOS



Tubos de tampa vermelha
sem anti-coagulante



Tubos de tampa
roxa com EDTA



Tubos de tampa
cinza/preta com fluoreto



Tubos de tampa verde
com heparina



Tubos de tampa azul
com citrato



Tubos Tampa Branca



Tubos Tampa Amarela

MATERIAIS



Lâmina



Fezes



Urina



Esfregaço
Sanguíneo



Pelo



Swab
Seco



Swab com
Meio de
Transporte



Líquor

BIOLOGIA MOLECULAR PCR PAINEL CANINO	07
BIOLOGIA MOLECULAR PCR PAINEL FELINO	14
BIOLOGIA MOLECULAR PCR INDIVIDUAL	22
BIOLOGIA MOLECULAR PCR SILVESTRE	70
CITOLOGIA	87
ANATOMIA PATOLÓGICA	91
MICROBIOLOGIA	100
IMUNOLOGIA	106
PARASITOLOGIA	122
HORMÔNIOS	125
HEMATOLOGIA	133
BIOQUÍMICA	143
UROANÁLISE	158
DIVERSOS	161
TESTES GENÉTICOS	165
ANIMAIS SILVESTRES	170
PERFIL TECSA FACILITADORES	175
EQUÍDEOS	194



BIOLOGIA MOLECULAR **PCR CANINO**

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
965	PAINEL ABORTO CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Brucella</i> spp., <i>Campylobacter</i> spp., Herpesvírus canino 1 (CHV-1), <i>Leptospira</i> spp., <i>Neospora caninum</i>, <i>Toxoplasma gondii</i> e Parvovírus canino 2 (CPV-2). Amostra e recipiente de acondicionamento: Fragmento de placenta fresco (coletor universal estéril) - preferencial. Fragmento de baço, fígado e rins fetais (coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe). Quantidade necessária: Fragmentos de tecido - placenta e fetal No mínimo 0,4 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1065	PAINEL ANEMIA CANINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Leishmania infantum</i> (chagasi), <i>Mycoplasma haemocanis</i>, <i>Rangelia vitalii</i>, <i>Hepatozoon</i> spp., <i>Leptospira</i> spp., <i>Rickettsia</i> spp., <i>Ehrlichia</i> spp., <i>Anaplasma</i> spp. e <i>Babesia</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1131	PAINEL BABESIOSE CANINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Babesia canis canis</i>, <i>Babesia canis vogeli</i>, <i>Babesia gibsoni</i> e <i>Babesia canis rossi</i>. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina.	1
1006	PAINEL CHECK UP DOENÇAS INFECCIOSAS CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO Parvovírus canino 2 (CPV-2), Adenovírus canino 1 (CAV-1), <i>Babesia canis vogeli</i>, Vírus da Cinomose canina (CDV), <i>Leishmania infantum</i> (chagasi) e <i>Ehrlichia canis</i>. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
960	PAINEL DERMATOPATIA FÚNGICA CANINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Microsporium</i> spp., <i>Trichophyton</i> spp. e <i>Malassezia</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes (coletor universal estéril). Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (coletor universal estéril). Quantidade necessária: Tufo de pelo. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético para o teste.	1
806	PAINEL DIARREIA CANINA BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO Parvovírus canino 2 (CPV-2), Cinomose canina (CDV) e Coronavírus canino (CCoV). Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
911	PAINEL DIARREIA CANINA COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO Coronavírus canino (CCoV), <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>Giardia</i> spp., Parvovírus canino 2 (CPV-2), Vírus da Cinomose canina (CDV), Circovírus canino (CaCV), <i>Salmonella</i> spp., <i>Campylobacter</i> spp., <i>Clostridium perfringens</i> alfa toxina (CPA) - Real Time PCR quantitativo e <i>Clostridium perfringens</i> enterotoxina (CPE) - Real Time PCR quantitativo. Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1262	PAINEL DOADOR CÃO ESSENCIAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Anaplasma platys, Babesia canis vogeli, Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis e Leishmania infantum (chagasi).</i> Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina.	1
958	PAINEL DOADOR SANGÜÍNEO CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Anaplasma platys, Babesia canis vogeli, Brucella spp., Ehrlichia canis, Leishmania infantum (chagasi) e Mycoplasma haemocanis.</i> Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina.	1
793	PAINEL HEMOPARASITAS CANINO BÁSICO - REAL TIME PCR QUANTITATIVO <i>Babesia spp., Ehrlichia spp. e Anaplasma spp.</i> Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1291	PAINEL HEMOPARASITAS CANINO BÁSICO II - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Anaplasma spp., Babesia spp., Ehrlichia spp. e Leishmania infantum (chagasi).</i> Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: Mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),	1
905	PAINEL HEMOPARASITAS CANINO COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Leishmania infantum (chagasi), Mycoplasma haemocanis, Rangelia vitalii Hepatozoon spp., Ehrlichia spp., Babesia spp., Anaplasma spp. e Dirofilaria immitis.</i> Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1

1149

PAINEL HIPERTERMIA ATÍPICA CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO

Babesia spp., *Rickettsia* spp., *Hepatozoon* spp., *Histoplasma capsulatum*, *Brucella* spp., *Bartonella* spp., *Cryptococcus* spp., *Toxoplasma gondii*, *Blastomyces dermatitidis*, *Neospora caninum*, *Leptospira* spp., *Trypanosoma* spp., *Ehrlichia* spp., *Anaplasma* spp. e *Leishmania infantum* (chagasi).

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

1062

PAINEL MICOSES SISTÊMICAS - REAL TIME PCR QUALITATIVO

Blastomyces dermatitidis, *Cryptococcus* spp., *Histoplasma capsulatum* e *Coccidioides* spp.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Fezes (coletor universal estéril).

Swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de linfonodo ou fragmento de pele (coletor universal estéril).

Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

No mínimo 0,4 mL de sangue total.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1157

PAINEL NEUROLÓGICO CANINO COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO

Vírus da Cinomose canina (CDV), *Neospora caninum*, *Toxoplasma gondii*, *Ehrlichia* spp., *Blastomyces dermatitidis*, *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides* spp., *Babesia* spp. e *Cryptococcus* spp.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Urina, Líquor (coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa) e urina (somente como amostra adicional).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

No mínimo 2,0 mL de urina.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
904	PAINEL NEUROLÓGICO CANINO BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO Vírus da Cinomose canina (CDV), <i>Neospora caninum</i> e <i>Toxoplasma gondii</i>. Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina, líquido (coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa) e urina (apenas como amostra adicional). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo (tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquido. No mínimo 2,0 mL de urina. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1163	PAINEL NEUROTOXINAS BOTULÍNICAS (GENES BONT B, C E D) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Conteúdo estomacal ou ruminal, conteúdo gastrointestinal, lavado estomacal ou intestinal, fezes, swab de cloaca ou ceco, forragem deteriorada, alimentos suspeitos, solo sob as áreas afetadas, fragmento de estômago ou intestino (coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 5,0 mL para amostra líquida. No mínimo 5g para amostra sólida. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste. considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	5
1148	PAINEL TOXINFECÇÃO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS- REAL TIME PCR QUANTITATIVO <i>Clostridium perfringens</i> alfa toxina (CPA) e <i>Clostridium perfringens</i> enterotoxina (CPE). Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1008	PAINEL ZONOSSES CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Brucella</i> spp., <i>Leishmania infantum</i> (chagasi), <i>Leptospira</i> spp., <i>Rickettsia</i> spp. e <i>Giardia</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) e fezes Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1284	PCR PARA ONCOGENE C-KIT EM MASTOCITOMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina. Observação: Avaliação preditiva para mastocitoma através dos achados genéticos da investigação de mutações no exon 11 do gene C-KIT.	12



BIOLOGIA MOLECULAR

PCR FELINO

TECSA
laboratórios

946

PAINEL ABORTO FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO

Coronavírus felino (FCoV), Herpesvírus felino 1 (FHV-1), Panleucopenia felina (FPV, Parvovírus felino), Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, *Leptospira* spp., *Toxoplasma gondii* e *Chlamydomphila felis*.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Fragmento de placenta fresco (coletor universal estéril).

Fragmento de baço, fígado e rins fetais (coletor universal estéril).

Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

1063

PAINEL AFECÇÃO ORAL FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO

Bartonella spp., Calicivírus felino (FCV), Herpesvírus felino (FHV-1), Vírus da Leucemia felina (FeLV), Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) e *Mycoplasma felis*.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Swab lesão gengival/oral (coletor universal estéril).

Fragmento de tecido da região oral acometido (coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

913

PAINEL ANEMIA FELINA BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO

Mycoplasma haemofelis, *Bartonella* spp., Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral e Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

1

912

PAINEL ANEMIA FELINA COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO

Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, *Mycoplasma haemofelis*, Coronavírus felino (FCoV), *Cytauxzoon* spp., *Bartonella* spp., *Ehrlichia* spp., *Anaplasma* spp., *Candidatus mycoplasma haemominutum* e *Candidatus mycoplasma turicensis*.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1007	PAINEL CHECK UP DOENÇAS INFECCIOSAS FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, Coronavírus felino (FCoV) e Panleucopenia felina (FPV, Parvovírus felino). Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina.	1
970	PAINEL DERMATOPATIA FÚNGICA FELINA BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Microsporum</i> spp., <i>Trichophyton</i> spp. e <i>Malassezia</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes (coletor universal estéril). Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. Tufo de pelo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
957	PAINEL DERMATOPATIA FÚNGICA FELINA COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Microsporum</i> spp., <i>Trichophyton</i> spp., <i>Sporothrix</i> spp., <i>Malassezia</i> spp. e <i>Cryptococcus</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes (coletor universal estéril). Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. Tufo de pelo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
914	PAINEL FELV PLUS (RNA E DNA) - REAL TIME PCR Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral e Vírus da Leucemia felina (FeLV). Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
915	PAINEL FIV PLUS (RNA E DNA) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Vírus da imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral e Vírus da imunodeficiência felina (FIV). Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1150	PAINEL HIPERTERMIA ATÍPICA FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO Calicivírus felino (FCV), <i>Cytauxzoon</i> spp., <i>Bartonella</i> spp., <i>Anaplasma</i> spp., <i>Mycoplasma haemofelis</i> , <i>Candidatus Mycoplasma haemominutum</i> , <i>Candidatus Mycoplasma turicensis</i> , Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, <i>Cryptococcus</i> spp., <i>Salmonella</i> spp., Coronavírus felino (FCoV), Panleucopenia felina (FPV, Parvovírus felino) e <i>Ehrlichia</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina.	1
1136	PAINEL MICOPLASMOSE HEMOTRÓPICA FELINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Mycoplasma haemofelis</i> , <i>Candidatus Mycoplasma haemominutum</i> e <i>Candidatus Mycoplasma turicensis</i> . Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de baço ou fígado (coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1062	PAINEL MICOSES SISTÊMICAS - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Blastomyces dermatitidis</i>, <i>Cryptococcus</i> spp., <i>Histoplasma capsulatum</i> e <i>Coccidioides</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Fezes (coletor universal estéril). Swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de linfonodo ou fragmento de pele (coletor universal estéril). Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
917	PAINEL NEUROLÓGICO FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, Coronavírus felino (FCoV), <i>Cryptococcus</i> spp., <i>Toxoplasma gondii</i>, Panleucopenia felina (FPV, Parvovírus felino) e <i>Bartonella</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Líquor (coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquido. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1163	PAINEL NEUROTOXINAS BOTULÍNICAS (GENES BONT B, C E D) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Conteúdo estomacal ou ruminal, conteúdo gastrointestinal, lavado estomacal ou intestinal, fezes, swab de cloaca ou ceco, forragem deteriorada, alimentos suspeitos, solo sob as áreas afetadas, fragmento de estômago ou intestino (coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 5,0 mL para amostra líquida. No mínimo 5g para amostra sólida. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	5

1064

PAINEL OFTALMOPATIA FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO

Bartonella spp., *Cryptococcus* spp., Coronavírus felino (FCoV), Herpesvírus felino (FHV-1), Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral e *Toxoplasma gondii*.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Swab conjuntival (coletor universal estéril).

Humor aquoso (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de humor aquoso.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

907

PAINEL RESPIRATÓRIO FELINO BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO

Herpesvírus felino 1 (FHV-1) e Calicivírus felino (FCV).

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Swab orofaríngeo profundo, swab conjuntival (coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

906

PAINEL RESPIRATÓRIO FELINO COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO

Herpesvírus felino 1 (FHV-1) e Calicivírus felino (FCV), *Bordetella bronchiseptica*, *Chlamydophila felis* e *Mycoplasma felis*.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Swab orofaríngeo profundo, swab conjuntival (coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
824	PAINEL RETROVIROSES DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral e Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1097	PAINEL RETROVIROSES FELINAS (FIV E FELV) - RNA VIRAL E DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, Vírus da Imunodeficiência felina (FIV), Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral e Vírus da Leucemia felina (FeLV). Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1148	PAINEL TOXINFECÇÃO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS- REAL TIME PCR QUANTITATIVO <i>Clostridium perfringens</i> alfa toxina (CPA) e <i>Clostridium perfringens</i> enterotoxina (CPE). Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1009	PAINEL ZONÓSES FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Rickettsia</i> spp., <i>Bartonella</i> spp., <i>Toxoplasma gondii</i> e <i>Giardia</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) e fezes. Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1284	PCR PARA ONCOGENE C-KIT EM MASTOCITOMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina. Observação: Avaliação preditiva para mastocitoma através dos achados genéticos da investigação de mutações no exon 11 do gene C-KIT.	12
1161	TESTE PARA MUTAÇÃO DO GENE BRAF PARA CARCINOMA DE VESÍCULA URINÁRIA E PRÓSTATA DE CÃES Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina ou lavado vesical (coletor universal). Quantidade necessária: Mínimo 2,0 mL de urina ou lavado vesical. Formas de envio: Refrigerada ou congelada (estabilidade de 3 dias sob refrigeração ou congelada por 30 dias). Espécies atendidas: Canina. Observação: Teste genético realizado através da identificação da mutação do gene BRAF presente em 85% dos tumores de próstata e urotélio de cães. Não sofre interferência de infecções, antibióticos ou uso de corticóides.	3
1162	TESTE PARR - DIAGNÓSTICO E IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFOMAS Amostra e recipiente de acondicionamento: Punção de linfonodos (porta lâmina com lâminas), líquidos cavitários (coletor universal estéril) ou lâminas de citologia coradas (porta lâmina com lâminas). Quantidade necessária: 5,0 mL de líquido cavitário. 3 lâminas com material visível. Formas de envio: Refrigerada (líquido cavitário) e temperatura ambiente (lâminas). Espécies atendidas: Canina e felina.	5



BIOLOGIA MOLECULAR

PCR INDIVIDUAL

TECSA
laboratórios

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

803

ADENOVÍRUS CANINO 1 (CAV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Fezes frescas ou swab retal, urina, biopsia de tecido hepático (Coletor universal estéril).

Sinais respiratórios: swab nasal e/ou conjuntival (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 2,0 mL de urina.

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

951

ADENOVÍRUS CANINO 1 (CAV-1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Fezes frescas ou swab retal, urina, biopsia de tecido hepático (Coletor universal estéril).

Sinais respiratórios: swab nasal e/ou conjuntival (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 2,0 mL de urina.

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

896

ADENOVÍRUS CANINO 2 (CAV-2) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sinais respiratórios: swab nasal, swab de faringe, swab de conjuntiva, biopsia de tecido hepático (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Sinais entéricos: fezes frescas, swab retal, biopsia de tecido hepático (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

952

ADENOVÍRUS CANINO 2 (CAV-2) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sinais respiratórios: swab nasal, swab de faringe, swab de conjuntiva, biopsia de tecido hepático (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Sinais entéricos: fezes frescas, swab retal, biopsia de tecido hepático (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

873

ANAPLASMA PLATYS - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço (aspirado em swab seco), líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos: líquido (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

No mínimo 0,6 mL de líquido ou líquido sinovial.

Aspirado de tecido em swab seco estéril.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

874

ANAPLASMA PLATYS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço (aspirado em swab seco), líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos: líquido (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

No mínimo 0,6 mL de líquido ou líquido sinovial.

Aspirado de tecido em swab seco estéril.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1109	ANAPLASMA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
	Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço (aspirado de tecido em swab seco), líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: líquido (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. No mínimo 0,6 mL de líquido ou líquido sinovial. Aspirado de tecido em swab seco. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina, felina, equina, bovina e aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1110	ANAPLASMA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO	
	Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço (aspirado de tecido em swab seco), líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: líquido (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. No mínimo 0,6 mL de líquido ou líquido sinovial. Aspirado de tecido em swab seco. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina, felina, equina, bovina e aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1034	ASPERGILLUS SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
	Amostra e recipiente de acondicionamento: Swab nasal, swab de lesão ou swab orofaríngeo (Coletor universal estéril). Sangue total em tubo (tampa roxa). Cultura microbiológica. Fragmento de órgão (pulmão, pele, sacos aéreos) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina, felina e aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1035	ASPERGILLUS SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Swab nasal, swab de lesão ou swab orofaríngeo (Coletor universal estéril). Sangue total em tubo (tampa roxa). Cultura microbiológica. Fragmento de órgão (pulmão, pele, sacos aéreos) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina, felina e aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1123	BABESIA CANIS CANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Carrapato (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: A coleta de sangue periférico a partir de ponta de orelha ou cauda (após puncionar, comprimir o local ao redor e coletas as primeiras gotas) aumenta a chance de detecção do DNA do patógeno. Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1124	BABESIA CANIS CANIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Carrapato (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: A coleta de sangue periférico a partir de ponta de orelha ou cauda (após puncionar, comprimir o local ao redor e coletas as primeiras gotas) aumenta a chance de detecção do DNA do patógeno. Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1125	BABESIA CANIS ROSSI - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Carrapato (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: A coleta de sangue periférico a partir de ponta de orelha ou cauda (após puncionar, comprimir o local ao redor e coletas as primeiras gotas) aumenta a chance de detecção do DNA do patógeno. A coleta da amostra deve ser realizada preferencialmente antes do início do tratamento. Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1126	BABESIA CANIS ROSSI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Carrapato (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: A coleta de sangue periférico a partir de ponta de orelha ou cauda (após puncionar, comprimir o local ao redor e coletas as primeiras gotas) aumenta a chance de detecção do DNA do patógeno. A coleta da amostra deve ser realizada preferencialmente antes do início do tratamento. Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
769	BABESIA CANIS VOGELI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Carrapato (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: A coleta de sangue periférico a partir de ponta de orelha ou cauda (após puncionar, comprimir o local ao redor e coletas as primeiras gotas) aumenta a chance de detecção do DNA do patógeno. Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

633

BABESIA CANIS VOGELI - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).
 Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).
 Carrapato (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.
 Aspirado de tecido em swab seco.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

1

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

A coleta de sangue periférico a partir de ponta de orelha ou cauda (após puncionar, comprimir o local ao redor e coletas as primeiras gotas) aumenta a chance de detecção do DNA do patógeno.

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1127

BABESIA GIBSONI - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).
 Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).
 Carrapato (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.
 Aspirado de tecido em swab seco

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

1

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

A coleta de sangue periférico a partir de ponta de orelha ou cauda (após puncionar, comprimir o local ao redor e coletas as primeiras gotas) aumenta a chance de detecção do DNA do patógeno.

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1128

BABESIA GIBSONI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).
 Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).
 Carrapato (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.
 Aspirado de tecido em swab seco

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

1

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

A coleta de sangue periférico a partir de ponta de orelha ou cauda (após puncionar, comprimir o local ao redor e coletas as primeiras gotas) aumenta a chance de detecção do DNA do patógeno.

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1012

BABESIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).
 Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/swab seco estéril).
 Carrapato (Coletor universal estéril).
 Sinais neurológicos: líquido (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.
 Aspirado de tecido em swab seco.
 No mínimo 0,6 mL de líquido.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina, felina, bovina, equina e primatas.

Observação:

A coleta de sangue periférico a partir de ponta de orelha ou cauda (após puncionar, comprimir o local ao redor e coletar as primeiras gotas) aumenta a chance de detecção do DNA do patógeno.

A reação qPCR para *Babesia* spp. também detecta o DNA de *Theileria* equi.

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

1013

BABESIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).
 Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/swab seco estéril).
 Carrapato (Coletor universal estéril).
 Sinais neurológicos: líquido (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.
 Aspirado de tecido em swab seco.
 No mínimo 0,6 mL de líquido.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina, felina, bovina, equina e primatas.

Observação:

A coleta de sangue periférico a partir de ponta de orelha ou cauda (após puncionar, comprimir o local ao redor e coletar as primeiras gotas) aumenta a chance de detecção do DNA do patógeno.

A reação qPCR para *Babesia* spp. também detecta o DNA de *Theileria* equi.

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

1036

BARTONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO:**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

1

1037

BARTONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1038	BLASTOMYCES DERMATITIDIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Amostra depende da manifestação clínica: Sinais neurológicos: líquido (Coletor universal estéril). Swab orofaríngeo ou swab de lesões cutâneas (Coletor universal estéril). Aspirado de linfonodo, fragmento de pulmão ou outros órgãos (baço, fígado, pele) (Coletor universal estéril). Lavado broncoalveolar ou aspirado percutâneo de lesão pulmonar (Coletor universal estéril). Cultura microbiológica. Sangue total em tubo (tampa roxa). Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica). Quantidade necessária: No mínimo 0,6 mL de líquido ou lavado broncoalveolar. Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina, felina e equina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1039	BLASTOMYCES DERMATITIDIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sinais neurológicos: líquido (Coletor universal estéril). Swab orofaríngeo ou swab de lesões cutâneas (Coletor universal estéril). Aspirado de linfonodo, fragmento de pulmão ou outros órgãos (baço, fígado, pele) (Coletor universal estéril). Lavado broncoalveolar ou aspirado percutâneo de lesão pulmonar (Coletor universal estéril). Cultura microbiológica. Sangue total em tubo (tampa roxa). Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica). Quantidade necessária: No mínimo 0,6 mL de líquido ou lavado broncoalveolar. Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina, felina e equina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
875	BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Swab profundo de faringe (Coletor universal estéril). Swab conjuntival (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina, felina, suína, equina, lagomorfos (coelhos) e aves. Observação: Remover excesso de secreção/debris antes da coleta do swab conjuntival. Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

876

BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUANTITATIVO :**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab profundo de faringe (Coletor universal estéril).

Swab conjuntival (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina, felina, suína, equina, lagomorfos (coelhos) e aves.

Observação:

Remover excesso de secreção/debris antes da coleta do swab conjuntival.

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

895

BRUCELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sêmen, urina ou tecido de placenta (Coletor universal estéril).

Swab cérvix/vaginal ou uretral/prepucial (Coletor universal estéril).

Leite (Coletor universal estéril).

Feto abortado: fragmento de baço, rins, fígado ou conteúdo estomacal (Coletor universal estéril).

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

Swab de mucosas de tecido reprodutivo com material orgânico visível.

No mínimo 2,0 mL de urina, sêmen ou leite.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e suína.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

967

BRUCELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sêmen, urina ou tecido de placenta (Coletor universal estéril).

Swab cérvix/vaginal ou uretral/prepucial (Coletor universal estéril).

Leite (Coletor universal estéril).

Feto abortado: fragmento de baço, rins, fígado ou conteúdo estomacal (Coletor universal estéril).

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 2,0 mL de urina, sêmen ou leite.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e suína.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

728

CALICIVÍRUS FELINO (FCV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Coriza: swab orofaríngeo, swab conjuntival ou swab nasal (Coletor universal estéril).
 Bucoestomatite: swab orofaríngeo coletado a partir das lesões (Coletor universal estéril).
 Variantes sistêmicas hipervirulentas: sangue total em tubo (tampa roxa) ou raspado cutâneo (caso ocorra lesões cutâneas) (Coletor universal estéril).
 Status de animais assintomáticos e monitoramento após recuperação: swab orofaríngeo coletado na região de tonsilas (Coletor universal estéril).
 Outras amostras possíveis: efusão abdominal ou pleural, pulmão (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.
 No mínimo 2,0 mL de efusão abdominal ou pleural.
 No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

918

CALICIVÍRUS FELINO (FCV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Coriza: swab orofaríngeo, swab conjuntival ou swab nasal (Coletor universal estéril).
 Bucoestomatite: swab orofaríngeo coletado a partir das lesões (Coletor universal estéril).
 Variantes sistêmicas hipervirulentas: sangue total em tubo (tampa roxa) ou raspado cutâneo (caso ocorra lesões cutâneas) (Coletor universal estéril).
 Status de animais assintomáticos e monitoramento após recuperação: swab orofaríngeo coletado na região de tonsilas (Coletor universal estéril).
 Outras amostras possíveis: efusão abdominal ou pleural, pulmão (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.
 No mínimo 2,0 mL de efusão abdominal ou pleural.
 No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

961

CAMPYLOBACTER SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Desordens gastrointestinais: fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril).
 Desordens reprodutivas: fragmento de placenta, swab ou lavado prepucial/vaginal, sêmen, conteúdo estomacal de fetos abortados e/ou órgãos fetais (baço, fígado, rins) (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.
 No mínimo 2,0 mL lavado prepucial/vaginal ou sêmen.
 5g fezes.
 No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina, felina, suína, bovina e aves.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.
 - Como a eliminação nas fezes pode ser intermitente, recomenda-se enviar coletas de fezes ou swabs retais coletados em 3 dias diferentes durante 1 semana. Coletar as amostras em mesmo tubo e manter Refrigerada até o envio.

962

CAMPYLOBACTER SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Desordens gastrointestinais: fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril).
Desordens reprodutivas: fragmento de placenta, swab ou lavado prepucial/vaginal, sêmen, conteúdo estomacal de fetos abortados e/ou órgãos fetais (baço, fígado, rins) (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.
No mínimo 2,0 mL lavado prepucial/vaginal ou sêmen.
5g fezes.
No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina, felina, suína, bovina e aves.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.
- Como a eliminação nas fezes pode ser intermitente, recomenda-se enviar coletas de fezes ou swabs retais coletados em 3 dias diferentes durante 1 semana. Coletar as amostras em mesmo tubo e manter Refrigerada até o envio.

1060

CANDIDA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO :**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab ou raspado cutâneo da região afetada (Coletor universal estéril).
Pelos/penas com raízes/bulbos da região acometida (Coletor universal estéril).
Urina, fezes ou fragmento de órgão (sistema digestório) (Coletor universal estéril).
Cultura microbiológica.

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.
No mínimo 2,0 mL de urina.
5g fezes.
No mínimo 10 penas com bulbo ou tufo de pelos.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves e mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1061

CANDIDA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab ou raspado cutâneo da região afetada (Coletor universal estéril).
Pelos/penas com raízes/bulbos da região acometida (Coletor universal estéril).
Urina, fezes ou fragmento de órgão (sistema digestório) (Coletor universal estéril).
Cultura microbiológica.

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.
No mínimo 2,0 mL de urina.
5g fezes.
No mínimo 10 penas com bulbo ou tufo de pelos.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves e mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1133	CANDIDATUS MYCOPLASMA HAEMOMINUTUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Biópsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa). Detecção de animais assintomáticos: sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Aspirado de tecido em swab seco. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1132	CANDIDATUS MYCOPLASMA HAEMOMINUTUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Biópsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa). Detecção de animais assintomáticos: sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Aspirado de tecido em swab seco. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1134	CANDIDATUS MYCOPLASMA TURICENSIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Biópsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa). Detecção de animais assintomáticos: sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Aspirado de tecido em swab seco. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1135

CANDIDATUS MYCOPLASMA TURICENSIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

Biópsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/swab seco estéril).

Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa).

Deteção de animais assintomáticos: sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

Aspirado de tecido em swab seco.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição, de material genético durante o teste.

Como a eliminação nas fezes pode ser intermitente, recomenda-se enviar coletas de fezes ou swabs retais coletados em 3 dias diferentes durante 1 semana. Coletar as amostras em mesmo tubo e manter Refrigerada até o envio.

1

729

CHLAMYDOPHILA FELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab faríngeo profundo, swab conjuntival, swab nasal (Coletor universal estéril).

Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Remover excesso de secreção/debris antes da coleta do swab conjuntival.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

919

CHLAMYDOPHILA FELIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab faríngeo profundo, swab conjuntival, swab nasal (Coletor universal estéril).

Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Remover excesso de secreção/debris antes da coleta do swab conjuntival.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

723

VÍRUS DA CINOMOSE CANINA (CDV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sinais clínicos multissistêmicos (sinais respiratórios, gastrointestinais, oftalmológicos, neurológicos e outros): swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, fezes, swab retal, urina, líquido (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa), de acordo com os sinais clínicos.

Sinais clínicos neurológicos (sem sinais clínicos multissistêmicos): urina ou líquido.

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

No mínimo 2,0 mL de urina.

5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

772

VÍRUS DA CINOMOSE CANINA (CDV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sinais clínicos multissistêmicos (sinais respiratórios, gastrointestinais, oftalmológicos, neurológicos e outros): swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, fezes, swab retal, urina, líquido (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa), de acordo com os sinais clínicos.

Sinais clínicos neurológicos (sem sinais clínicos multissistêmicos): urina ou líquido.

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

No mínimo 2,0 mL de urina.

5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

899

CIRCOVÍRUS CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Desordens gastrointestinais: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Vasculite e hemorragia intracavitária: sangue total em tubo (tampa roxa), aspirados teciduais ou biópsias (baço, linfonodos, rim, pâncreas, intestino) (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos progressivos (tetraparesia): líquido (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

968

CIRCOVÍRUS CANINO - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Desordens gastrointestinais: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Vasculite e hemorragia intracavitária: sangue total em tubo (tampa roxa), aspirados teciduais ou biópsias (baço, linfonodos, rim, pâncreas, intestino) (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos progressivos (tetraparesia): Líquor (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

5g fezes.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1144

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ALFA TOXINA (CPA) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves e mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1145

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ALFA TOXINA (CPA) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves e mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1146	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ENTEROTOXINA(CPE) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1147	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ENTEROTOXINA(CPE) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1014	CLOSTRIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

1015

CLOSTRIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves e mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1155

COCCIDIODES SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa), líquido, swab nasal, swab orofaríngeo, swab/raspado de lesões tegumentares, pus de abscesso, lavado brônquico, aspirado de lesões ósseas e articulações, urina, aspirado de medula óssea, aspirado de linfonodos ou fragmento de órgão (tecido tegumentar, pulmonar, cerebral) (Coletor universal estéril). Amostra ideal depende da manifestação clínica.

Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

No mínimo 0,6 mL de líquido ou lavado brônquico.

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 2,0 mL de urina.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina, felina, suína, ovina, bovina e primatas não humanos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1156

COCCIDIODES SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa), líquido, swab nasal, swab orofaríngeo, swab/raspado de lesões tegumentares, pus de abscesso, lavado brônquico, aspirado de lesões ósseas e articulações, urina, aspirado de medula óssea, aspirado de linfonodos ou fragmento de órgão (tecido tegumentar, pulmonar, cerebral) (Coletor universal estéril). Amostra ideal depende da manifestação clínica.

Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

No mínimo 0,6 mL de líquido ou lavado brônquico.

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 2,0 mL de urina.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina, felina, suína, ovina, bovina e primatas não humanos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
920	CORONAVÍRUS CANINO (CCOV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Contaminação ambiental: swab ambiental (local de convívio do cão com suspeita clínica) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
921	CORONAVÍRUS CANINO (CCOV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Contaminação ambiental: swab ambiental (local de convívio do cão com suspeita clínica) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
730	CORONAVÍRUS FELINO (FCOV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Animais assintomáticos: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Peritonite infecciosa felina (PIF) - Forma seca (não efusiva): líquido (sinais neurológicos), humor aquoso (sinais oftalmológicos), punção ou fragmento de rim ou fígado, sangue total em tubo (tampa roxa). Peritonite infecciosa felina (PIF) - Forma úmida (efusiva): fluido abdominal ou sangue total EDTA (tampa roxa). Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe). Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de fluido abdominal ou torácico. No mínimo 0,6 mL de líquido. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

782

CORONAVÍRUS FELINO (FCOV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Animais assintomáticos: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Peritonite infecciosa felina (PIF) - Forma seca (não efusiva): líquido (sinais neurológicos), humor aquoso (sinais oftalmológicos), punção ou fragmento de rim ou fígado, sangue total em tubo (tampa roxa).

Peritonite infecciosa felina (PIF) - Forma úmida (efusiva): fluido abdominal ou sangue total com EDTA (tampa roxa).

Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).

Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de fluido abdominal ou torácico.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1116

CORONAVÍRUS SARS-COV2 - REAL TIME PCR QUALITATIVO :**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Recomendado POOL de swabs: Swab nasal + swab orofaríngeo + swab retal (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamífero.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Swab nasal pode ser obtido a partir de ambas as fossas nasais (desejável introduzir bem o swab na cavidade nasal para realizar a coleta).

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

Embora recomendado pool para aumentar a chance de detecção do RNA viral, é possível realização do exame a partir de amostras isoladas.

2

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

900

CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTII) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab retal, fezes, swab orofaríngeo, líquido (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome neurológica: líquido (Coletor universal estéril) e/ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome ocular/respiratória: swab conjuntival, swab de faringe, swab nasal ou lavado brônquico (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome cutânea: swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril).

Micose sistêmica: sangue total em tubo (tampa roxa).

Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de lavado brônquico.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves e mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

901

CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTI) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab retal, fezes, swab orofaríngeo, líquido (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome neurológica: líquido (Coletor universal estéril) e/ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome ocular/respiratória: swab conjuntival, swab de faringe, swab nasal ou lavado brônquico (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome cutânea: swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril).

Micose sistêmica: sangue total em tubo (tampa roxa).

Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de lavado brônquico.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves e mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
898	CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste. Como a eliminação de <i>Cryptosporidium</i> spp. nas fezes pode ser intermitente, recomenda-se enviar 3 swabs retais coletados em dias diferentes durante 1 semana. Coletar os swabs em mesmo tubo e manter refrigerado até o envio.	1
922	CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste. Como a eliminação de <i>Cryptosporidium</i> spp. nas fezes pode ser intermitente, recomenda-se enviar 3 swabs retais coletados em dias diferentes durante 1 semana. Coletar os swabs em mesmo tubo e manter refrigerado até o envio.	1
1026	CYTAUXZOOM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Fragmento ou aspirado de órgãos (baço, fígado, medula óssea) (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Aspirado de tecido em swab seco. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1027	CYTAUXZOON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Fragmento ou aspirado de órgãos (baço, fígado, medula óssea) (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Aspirado de tecido em swab seco. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1153	DIROFILARIA IMMITIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamífero. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1154	DIROFILARIA IMMITIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO: Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamífero. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
615	EHRlichia CANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: líquido (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. No mínimo 0,6 mL de líquido ou líquido sinovial. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. O diagnóstico a partir de sangue total é mais recomendado para a fase aguda da doença, uma vez que em estágios mais tardios, o patógeno frequentemente está ausente no sangue e o resultado negativo não exclui a infecção. Para fase crônica, as amostras mais recomendadas são medula óssea e baço.	1

771

EHRlichia canis - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos: Líquor (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

No mínimo 0,6 mL de líquido ou líquido sinovial.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

O diagnóstico a partir de sangue total é mais recomendado para a fase aguda da doença, uma vez que em estágios mais tardios, o patógeno frequentemente está ausente no sangue e o resultado negativo não exclui a infecção.

Para fase crônica, as amostras mais recomendadas são medula óssea e baço.

1

1151

EHRlichia spp. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos: Líquor (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

No mínimo 0,6 mL de líquido ou líquido sinovial.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

O diagnóstico a partir de sangue total é mais recomendado para a fase aguda da doença, uma vez que em estágios mais tardios, o patógeno frequentemente está ausente no sangue e o resultado negativo não exclui a infecção.

Para fase crônica, as amostras mais recomendadas são medula óssea e baço.

1

1152

EHRlichia spp. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos: Líquor (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

No mínimo 0,6 mL de líquido ou líquido sinovial.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

O diagnóstico a partir de sangue total é mais recomendado para a fase aguda da doença, uma vez que em estágios mais tardios, o patógeno frequentemente está ausente no sangue e o resultado negativo não exclui a infecção.

Para fase crônica, as amostras mais recomendadas são medula óssea e baço.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
731	GIARDIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamíferos e aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste. Como a eliminação de <i>Giardia spp.</i> nas fezes pode ser intermitente, recomenda-se enviar 3 swabs retais coletados em dias diferentes durante 1 semana. Coletar os swabs em mesmo tubo e manter refrigerado até o envio.	1
784	GIARDIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamíferos e aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste. Como a eliminação de <i>Giardia spp.</i> nas fezes pode ser intermitente, recomenda-se enviar 3 swabs retais coletados em dias diferentes durante 1 semana. Coletar os swabs em mesmo tubo e manter refrigerado até o envio.	1
1022	HEPATOZON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1023

HEPATOZOOM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos e répteis.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

897

HERPESVÍRUS CANINO 1 (CHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Desordens reprodutivas: sangue total em tubo (tampa roxa), swab vaginal ou prepucial, sêmen ou urina (Coletor universal estéril).

Abortos: fragmento de fígado, baço, pulmão ou rim do feto abortado (Coletor universal estéril).

Desordens respiratórias: sangue total em tubo (tampa roxa), swab orofaríngeo profundo, swab conjuntival (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo (tampa roxa).

No mínimo 2,0 mL de urina.

No mínimo 0,5mL de sêmen.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

969

HERPESVÍRUS CANINO 1 (CHV-1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Desordens reprodutivas: sangue total em tubo (tampa roxa), swab vaginal ou prepucial, sêmen ou urina (Coletor universal estéril).

Abortos: fragmento de fígado, baço, pulmão ou rim do feto abortado (Coletor universal estéril).

Desordens respiratórias: sangue total em tubo (tampa roxa), swab orofaríngeo profundo, swab conjuntival (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo (tampa roxa).

No mínimo 2,0 mL de urina.

No mínimo 0,5mL de sêmen.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	VALORES
1265	HERPESVÍRUS EQUINO 1 (EHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Swab nasal ou nasofaríngeo profundo (um de cada narina) (Coletor universal estéril). Sangue total em tubo (tampa roxa). Líquor (Tubo de transporte). Fragmento de tecido (pulmão, fígado, cérebro ou medula espinhal) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquido. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Equina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste. Os swabs nasais/nasofaríngeos são utilizados para detectar animais que excretam o vírus ou que foram recentemente expostos a um caso confirmado. Recomenda-se uma amostra de Sangue total em tubo de animais sintomáticos para detectar viremia. O teste no líquido é aplicável nos quadros neurológico suspeitos para EHV-1. O teste detecta todas as variantes conhecidas para EHV-1, incluindo a mutante neuropatogênica, embora não faça diferenciação entre elas. Exame Reconhecido pela FEI (Fédération Équestre Internationale)	1	R\$160,29
871	HERPESVÍRUS FELINO (FHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sinais oftalmológicos: swab conjuntival (Coletor universal estéril). Coriza: swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, efusão pleural ou fragmento de pulmão (Coletor universal estéril). Abortos ou desordens reprodutivas: swab vaginal, swab prepucial, placenta, sêmen ou órgãos fetais (Coletor universal estéril). Determinação de status de portadores assintomáticos: swab orofaríngeo. Outros materiais: sangue total em tubo (tampa roxa) ou swab de lesão. Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,5 mL de sêmen No mínimo 2,0 mL efusão pleural. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1	R\$117,58

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	VALORES
872	HERPESVÍRUS FELINO (FHV-1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO (RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA FELINA) Amostra e recipiente de acondicionamento: Sinais oftalmológicos: swab conjuntival (Coletor universal estéril). Coriza: swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, efusão pleural ou fragmento de pulmão (Coletor universal estéril). Abortos ou desordens reprodutivas: swab vaginal, swab prepucial, placenta, sêmen ou órgãos fetais (Coletor universal estéril). Determinação de status de portadores assintomáticos: swab orofaríngeo. Outros materiais: sangue total em tubo (tampa roxa) ou swab de lesão. Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,5 mL de sêmen No mínimo 2,0 mL efusão pleural. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1	R\$160,87
1040	HISTOPLASMA CAPSULATUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), urina, lavado brônquico, fezes, swab retal, swab de lesão cutânea, aspirado de linfonodo em swab seco (Coletor universal estéril). Fragmento de órgão (pulmão, baço, fígado, nódulos em pele) (Coletor universal estéril). Cultura microbiológica. Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 2,0 mL de urina ou lavado brônquico. Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1	R\$117,58

1041

HISTOPLASMA CAPSULATUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), urina, lavado brônquico, fezes, swab retal, swab de lesão cutânea, aspirado de linfonodo em swab seco (Coletor universal estéril).

Fragmento de órgão (pulmão, baço, fígado, nódulos em pele) (Coletor universal estéril).

Cultura microbiológica.

Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

No mínimo 2,0 mL de urina ou lavado brônquico.

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

483

LEISHMANIA INFANTUM (CHAGASI) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Suspeita clínica (em ordem de indicação): medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), fragmento de pele com lesão suspeita (coletor universal estéril), aspirado de linfonodo ou baço em swab seco, sangue total em tubo (tampa roxa).

Acompanhamento de tratamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou fragmento de pele com lesão (Coletor universal estéril).

Animal saudável: medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

Aspirado de tecidos em swab seco.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

680

LEISHMANIA INFANTUM (CHAGASI) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Suspeita clínica (em ordem de indicação): medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), fragmento de pele com lesão suspeita (coletor universal estéril), aspirado de linfonodo ou baço em swab seco, sangue total em tubo (tampa roxa).

Acompanhamento de tratamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou fragmento de pele com lesão (Coletor universal estéril).

Animal saudável: medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

Aspirado de tecidos em swab seco.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1051

LEISHMANIA SPP – REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostras e recipiente para acondicionamento:**

Diagnóstico inicial: Medula óssea em EDTA (Tampa roxa) ou punção de baço em frasco estéril.

Acompanhamento de Tratamento: Sangue total em EDTA (Tampa roxa) ou medula óssea em EDTA (Tampa roxa) ou fragmento de pele (ponta de orelha) em frasco estéril.

Suspeita clínica (em ordem de indicação): Medula óssea em EDTA (Tampa roxa), fragmento de pele (ponta de orelha) em frasco estéril, sangue total em EDTA (Tampa roxa).

Animal saudável: Medula óssea em EDTA (Tampa roxa).

1

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa).

Formas de envio:

Refrigerado ou congelado.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

1050

LEISHMANIA SPP – REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostras e recipiente para acondicionamento:**

Diagnóstico inicial: Medula óssea em EDTA (Tampa roxa) ou punção de baço em frasco estéril.

Acompanhamento de Tratamento: Sangue total em EDTA (Tampa roxa) ou medula óssea em EDTA (Tampa roxa) ou fragmento de pele (ponta de orelha) em frasco estéril.

Suspeita clínica (em ordem de indicação): Medula óssea em EDTA (Tampa roxa), fragmento de pele (ponta de orelha) em frasco estéril, sangue total em EDTA (Tampa roxa).

Animal saudável: Medula óssea em EDTA (Tampa roxa).

1

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa).

Formas de envio:

Refrigerado ou congelado.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

785

LEPTOSPIRA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Urina (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Fragmento de tecido: fígado, rim, pulmão ou cérebro (Coletor universal estéril).

Desordens reprodutivas: sangue total em tubo (tampa roxa), órgãos do feto abortado ou swab vaginal (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo (tampa roxa).

No mínimo 2,0 mL de urina.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

1

Espécies atendidas:

Canina, felina, bovina, caprina, ovina, equina e suína.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Sugere-se envio de urina de 3 dias para análise em pool (eliminação intermitente).

A leptospirose e a leptospirose podem ser intermitentes e ocorrer em períodos diferentes. A testagem das amostras isoladamente, mas no mesmo momento de coleta, pode ser aplicada na abordagem diagnóstica.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

786

LEPTOSPIRA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Urina (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Fragmento de tecido: fígado, rim, pulmão ou cérebro (Coletor universal estéril).

Desordens reprodutivas: sangue total em tubo (tampa roxa), órgãos do feto abortado ou swab vaginal (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo (tampa roxa).

No mínimo 2,0 mL de urina.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

1

Espécies atendidas:

Canina, felina, bovina, caprina, ovina, equina e suína.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Sugere-se envio de urina de 3 dias para análise em pool (eliminação intermitente).

A leptospirose e a leptospirose podem ser intermitentes e ocorrer em períodos diferentes. A testagem das amostras isoladamente, mas no mesmo momento de coleta, pode ser aplicada na abordagem diagnóstica.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

786

LEPTOSPIRA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Urina (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Fragmento de tecido: fígado, rim, pulmão ou cérebro (Coletor universal estéril).

Desordens reprodutivas: sangue total em tubo (tampa roxa), órgãos do feto abortado ou swab vaginal (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo (tampa roxa).

No mínimo 2,0 mL de urina.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

1

Espécies atendidas:

Canina, felina, bovina, caprina, ovina, equina e suína.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Sugere-se envio de urina de 3 dias para análise em pool (eliminação intermitente).

A leptospirose e a leptospirose podem ser intermitentes e ocorrer em períodos diferentes. A testagem das amostras isoladamente, mas no mesmo momento de coleta, pode ser aplicada na abordagem diagnóstica.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1054

LEUCOCYTOZON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Fragmento de órgão (fígado, baço) (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

1

Espécies atendidas:

Mamíferos, aves e répteis.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1055

LEUCOCYTOZON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).
 Fragmento de órgão (fígado, baço) (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos, aves e répteis.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

1018

LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Desordens neurológicas: líquido (Coletor universal estéril).
 Desordens reprodutivas: órgãos de feto abortado, placenta, material exsudativo, swab cervical/vaginal (Coletor universal estéril).
 Desordens sistêmicas: sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.
 No mínimo 0,6 mL de líquido ou material exsudativo.
 Swab com material orgânico visível.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos, aves e peixes.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1019

LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Desordens neurológicas: líquido (Coletor universal estéril).
 Desordens reprodutivas: órgãos de feto abortado, placenta, material exsudativo, swab cervical/vaginal (Coletor universal estéril).
 Desordens sistêmicas: sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.
 No mínimo 0,6 mL de líquido ou material exsudativo.
 Swab com material orgânico visível.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos, aves e peixes.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

955

MALASSEZIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Raspado cutâneo (área transicional entre pele afetada e pele saudável), swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, fragmento de pele, swab de ouvido, pelos da borda da lesão com raiz (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

956

MALASSEZIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Raspado cutâneo (área transicional entre pele afetada e pele saudável), swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, fragmento de pele, swab de ouvido, pelos da borda da lesão com raiz (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

947

MICROSPORUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes (Coletor universal estéril).

Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Tufo de pelo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

948

MICROSPORUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes (Coletor universal estéril).

Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Tufo de pelo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1048

MYCOBACTERIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Desordens neurológicas: líquido (Coletor universal estéril).

Desordens reprodutivas: órgãos de feto abortado, placenta, material exsudativo, swab cervical/vaginal (Coletor universal estéril).

Desordens sistêmicas: sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquido ou material exsudativo.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos, aves e peixes.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1049

MYCOBACTERIUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Fezes, swab retal/cloacal, aspirado de linfonodo, lavado brônquico, lavado gástrico, fragmento de tecido (pele, baço, pulmão, fígado, gônadas, sacos aéreos) (Coletor universal estéril), sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,6 mL de lavado brônquico ou gástrico.

Fragmento de tecido.

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos e aves.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1213

MYCOPLASMA CYNOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab nasal, swab orofaríngeo ou tecido de via aérea (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1214

MYCOPLASMA CYNOS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab nasal, swab orofaríngeo ou tecido de via aérea (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

923

MYCOPLASMA FELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sinais oftalmológicos: swab conjuntival (Coletor universal estéril).

Coriza, rinosinusite, pneumonia: swab orofaríngeo, swab conjuntival, swab nasal, fragmento de pulmão (Coletor universal estéril), fluido torácico ou lavado brônquico (tampa roxa).

Status de animais assintomáticos: swab orofaríngeo (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,6 mL de fluido torácico ou lavado brônquico.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDI-

EXAME

DIAS ÚTEIS

924

MYCOPLASMA FELIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sinais oftalmológicos: swab conjuntival (Coletor universal estéril).

Coriza, rinosinusite, pneumonia: swab orofaríngeo, swab conjuntival, swab nasal, fragmento de pulmão (Coletor universal estéril), fluido torácico ou lavado brônquico (tampa roxa).

Status de animais assintomáticos: swab orofaríngeo (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,6 mL de fluido torácico ou lavado brônquico.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

548

MYCOPLASMA HAEMOCANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

Biopsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).

Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa).

Detecção de animais assintomáticos: sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

775

MYCOPLASMA HAEMOCANIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

Biopsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).

Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa).

Detecção de animais assintomáticos: sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

547

MYCOPLASMA HAEMOFELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

Biopsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).

Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa).

Deteção de animais assintomáticos: sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

774

MYCOPLASMA HAEMOFELIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

Biopsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).

Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa).

Deteção de animais assintomáticos: sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

902

NEOSPORA CANINUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Líquor, fezes ou swab retal (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).

Fragmento de tecidos de fetos abortados (cérebro e coração), líquido amniótico, líquido de fetos abortados, leite ou sêmen (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 2,0 mL de líquido amniótico ou

No mínimo 0,5 mL de sêmen.

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
903	NEOSPORA CANINUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Líquor, fezes ou swab retal (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa). Fragmento de tecidos de fetos abortados (cérebro e coração), líquido amniótico, líquido de fetos abortados, leite ou sêmen (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 2,0 mL de líquido amniótico ou No mínimo 0,5 mL de sêmen. 5g fezes. Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquido. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
931	VÍRUS DA PANLEUCOPENIA FELINA (FPV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Sangue total em tubo (tampa roxa). Fragmentos de intestino ou estômago (Coletor universal estéril). Desordens neurológicas (filhotes): líquido ou tecido encefálico (Coletor universal estéril). Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe). Contaminação ambiental: swab ambiental (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquido. 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

932

VÍRUS DA PANLEUCOPENIA FELINA (FPV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Fragmentos de intestino ou estômago (Coletor universal estéril).

Desordens neurológicas (filhotes): líquido ou tecido encefálico (Coletor universal estéril).

Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).

Contaminação ambiental: swab ambiental (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

925

PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Fragmentos de intestino ou estômago (Coletor universal estéril).

Fragmento de coração: filhotes até 3 meses (morte súbita) (Coletor universal estéril).

Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril).

Contaminação ambiental: swab ambiental (Coletor universal estéril).

Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
926	PARVÓVIRUS CANINO 2 (CPV-2) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Sangue total em tubo (tampa roxa). Fragmentos de intestino ou estômago (Coletor universal estéril). Fragmento de coração: filhotes até 3 meses (morte súbita) (Coletor universal estéril). Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Contaminação ambiental: swab ambiental (Coletor universal estéril). Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1284	PCR PARA ONCOGENE C-KIT EM MASTOCITOMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina. Observação: Avaliação preditiva para mastocitoma através dos achados genéticos da investigação de mutações no exon 11 do gene C-KIT.	12
963	RANGELIA VITALII - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgãos: linfonodos, plexo coroide, rins, pulmões e região medular da glândula adrenal (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
964	RANGELIA VITALII - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgãos: linfonodos, plexo coroide, rins, pulmões e região medular da glândula adrenal (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1020

RICKETTSIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

1

1021

RICKETTSIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

1

1016

SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Fezes, swab retal, swab de cloaca ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves, mamíferos e répteis.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1017

SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Fezes, swab retal, swab de cloaca ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves, mamíferos e répteis.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

953

SPOROTHRIX SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Ulcerações cutâneas: raspado cutâneo (área transicional entre pele afetada e pele saudável), swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril)

Linfonodos aumentados: aspirado de linfonodo ou fragmento de linfonodo (swab seco estéril/ Coletor universal estéril).

Secreção nasal: swab nasal (Coletor universal estéril).

Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (Coletor universal estéril).

Desordens neurológicas: líquido (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

954

SPOROTHRIX SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Ulcerações cutâneas: raspado cutâneo (área transicional entre pele afetada e pele saudável), swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril)

Linfonodos aumentados: aspirado de linfonodo ou fragmento de linfonodo (swab seco estéril/ Coletor universal estéril).

Secreção nasal: swab nasal (Coletor universal estéril).

Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (Coletor universal estéril).

Desordens neurológicas: líquido (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1161

TESTE PARA MUTAÇÃO DO GENE BRAF PARA CARCINOMA DE VESÍCULA URINÁRIA E PROSTATA DE CÃES**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Urina ou lavado vesical (coletor universal).

Quantidade necessária:

Mínimo 2,0 mL de urina ou lavado vesical.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada (estabilidade de 3 dias sob refrigeração ou congelada por 30 dias).

Espécies atendidas:

Canina.

Observação:

Teste genético realizado através da identificação da mutação do gene BRAF V595E presente em 85% dos tumores de próstata e urotélio de cães. Não sofre interferência de infecções, antibióticos ou uso de corticoides.

3

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1162

TESTE PARR - DIAGNÓSTICO E IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFOMAS**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Punção de linfonodos (porta lâmina com lâminas), líquidos cavitários (Coletor universal estéril) ou lâminas de citologia (porta lâmina com lâminas).

Quantidade necessária:

5,0 mL de líquido cavitário.

3 lâminas com material visível.

5

Formas de envio:

Refrigerada (líquido cavitário) e temperatura ambiente (lâminas).

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Lâminas coradas em panótico podem ser enviadas.

733

TOXOPLASMA GONDII - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sinais neurológicos: líquor ou cérebro (Coletor universal estéril).

Abortamento (cães, pequenos ruminantes): swab vaginal, placenta, líquido amniótico, tecidos fetais (fígado, baço, pulmão, coração, intestino) (Coletor universal estéril).

Sinais gastrointestinais ou determinação de portadores assintomáticos: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Sinais respiratórios: lavado brônquico, fluido broncoalveolar, fluido torácico ou fragmento de pulmão (Coletor universal estéril).

Sinais oftalmológicos (uveíte; comum em gatos): humor aquoso (Coletor universal estéril).

Febre: sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,6 mL de líquor ou humor aquoso.

No mínimo 2,0 mL de líquido amniótico, lavado brônquico, fluido broncoalveolar ou fluido torácico.

5g fezes.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

783

TOXOPLASMA GONDII - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sinais neurológicos: líquido ou cérebro (Coletor universal estéril).

Abortamento (cães, pequenos ruminantes): swab vaginal, placenta, líquido amniótico, tecidos fetais (fígado, baço, pulmão, coração, intestino) (Coletor universal estéril).

Sinais gastrointestinais ou determinação de portadores assintomáticos: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Sinais respiratórios: lavado brônquico, fluido broncoalveolar, fluido torácico ou fragmento de pulmão (Coletor universal estéril).

Sinais oftalmológicos (uveíte; comum em gatos): humor aquoso (Coletor universal estéril).

Febre: sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,6 mL de líquido ou humor aquoso.

No mínimo 2,0 mL de líquido amniótico, lavado brônquico, fluido broncoalveolar ou fluido torácico.

5g fezes.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

949

TRICHOPHYTON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável),

fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes (Coletor universal estéril).

Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Tufo de pelo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

950

TRICHOPHYTON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável),

fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes (Coletor universal estéril).

Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

Tufo de pelo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

927

TRITRICHOMONAS FOETUS - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Felino: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Bovino: raspado prepucial (escarificação da mucosa do prepúcio e do pênis), lavado prepucial, swab prepucial, swab vaginal ou sêmen, líquido abomasal de fetos abortados (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g de fezes.

No mínimo 2,0 mL lavado prepucial, líquido abomasal ou sêmen.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina e bovina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

Como a eliminação de *Tritrichomonas foetus* nas fezes de felino pode ser intermitente, recomenda-se enviar 3 swabs retais coletados em dias diferentes durante 1 semana. Coletar os swabs em mesmo tubo e manter refrigerado até o envio.

1

928

TRITRICHOMONAS FOETUS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Felino: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Bovino: raspado prepucial (escarificação da mucosa do prepúcio e do pênis), lavado prepucial, swab prepucial, swab vaginal ou sêmen, líquido abomasal de fetos abortados (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g de fezes.

No mínimo 2,0 mL lavado prepucial, líquido abomasal ou sêmen.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina e bovina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

Como a eliminação de *Tritrichomonas foetus* nas fezes de felinos pode ser intermitente, recomenda-se enviar 3 swabs retais coletados em dias diferentes durante 1 semana. Coletar os swabs em mesmo tubo e manter refrigerado até o envio.

1

1010

TRYPANOSOMA SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1011	TRYPANOSOMA SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
894	VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens neurológicas: líquido ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe). Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquido. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
929	VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens neurológicas: líquido ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe). Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquido. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

816

VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Desordens neurológicas: líquido ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).

Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquido.

Swab com material orgânico visível.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

820

VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Desordens neurológicas: líquido ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).

Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo

No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquido.

Swab com material orgânico visível.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
893	VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens neurológicas: líquido ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe). Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa). Neoplasia: biópsia de tumor, órgãos ou linfonodos (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquido. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
930	VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens neurológicas: líquido ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe). Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa). Neoplasia: biópsia de tumor, órgãos ou linfonodos (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquido. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

817

VIRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).
 Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).
 Desordens neurológicas: líquido ou sangue total em tubo (tampa roxa).
 Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).
 Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa).
 Neoplasia: biópsia de tumor, órgãos ou linfonodos (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.
 No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquido.
 Swab com material orgânico visível.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

821

VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).
 Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).
 Desordens neurológicas: líquido ou sangue total em tubo (tampa roxa).
 Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).
 Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa).
 Neoplasia: biópsia de tumor, órgãos ou linfonodos (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA.
 No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquido.
 Swab com material orgânico visível.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Felina.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.



BIOLOGIA MOLECULAR

PCR SILVESTRE

TECSA
laboratórios

1207

BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).
 Fezes ou swab retal (coletor universal estéril).
 Tecido cerebral (coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.
 Swab com material orgânico visível.
 5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1208

BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).
 Fezes ou swab retal (coletor universal estéril).
 Tecido cerebral (coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.
 Swab com material orgânico visível.
 5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1032

CHLAMYDOPHILA PSITTACI - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab de coana ou orofaríngeo;
 Swab de cloaca, fezes, secreções, saliva, penas com bulbo, swab conjuntival, fragmento de órgão (baço, fígado e/ou saco aéreo) (coletor universal estéril)
 Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.
 No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.
 5g fezes.

No mínimo 10 penas com bulbo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
 Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1033

CHLAMYDOPHILA PSITTACI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab de coana ou orofaríngeo (coletor universal estéril).

Swab de cloaca, fezes, secreções, saliva, penas com bulbo, swab conjuntival, fragmento de órgão (baço, fígado e/ou saco aéreo) (coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

5g fezes.

No mínimo 10 penas com bulbo.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1024

VÍRUS DA DOENÇA DE BICO E PENAS DE PSITACÍDEOS (PBFDV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab de coana ou orofaríngeo;

Swab de cloaca, fezes, secreções, saliva, penas com bulbo, swab conjuntival, fragmento de órgão (baço, fígado e/ou saco aéreo) (coletor universal estéril)

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

5g fezes.

No mínimo 10 penas com bulbo.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1025

VÍRUS DA DOENÇA DE BICO E PENAS DE PSITACÍDEOS (PBFDV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Penas, fezes, swab oral e/ou cloacal, fragmento de órgãos (timo, Bursa de Fabricius, baço, fígado, pele) (coletor universal estéril).

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 10 penas com bulbo.

1

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1205

ENCEPHALITOZON CUNICULI - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa), urina, fezes ou swab retal (coletor universal estéril).

Tecido afetado (fígado, rim, placenta, olho ou fragmento de SNC) (coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 2,0 mL de urina.

0,4 mL sangue total em tubo.

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina, lagomorfos (coelhos), roedores, aves e primatas não humanos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1206

ENCEPHALITOZON CUNICULI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa), urina, fezes ou swab retal (coletor universal estéril).

Tecido afetado (fígado, rim, placenta, olho ou fragmento de SNC) (coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 2,0 mL de urina.

0,4 mL sangue total em tubo.

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Canina, lagomorfos (coelhos), roedores, aves e primatas não humanos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1052

HAEMOPROTEUS SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Fragmento de órgão (fígado, baço) (coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves, anfíbios, mamíferos e répteis.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste),

considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1053	HAEMOPROTEUS SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) (coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, anfíbios, mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1043	HERPESVÍRUS DE PACHECO (HERPESVÍRUS DOS PSITACÍDEOS 1 PSHV - 1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Assintomáticos e portadores: fezes ou swab de cloaca (Coletor universal estéril). Sintomáticos: sangue total em tubo (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, fragmento de órgão (fígado, rim, baço, intestino, paratireoide, ovário, medula óssea) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1054	LEUCOCYTOZON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamíferos, aves e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1055	LEUCOCYTOZON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo (tampa roxa). Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamíferos, aves e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1018	LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
	Amostra e recipiente de acondicionamento: Desordens neurológicas: líquido (Coletor universal estéril). Desordens reprodutivas: órgãos de feto abortado, placenta, material exsudativo, swab cervical/vaginal (Coletor universal estéril). Desordens sistêmicas: sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquido ou material exsudativo. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamíferos, aves e peixes. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1019	LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUANTITATIVO	
	Amostra e recipiente de acondicionamento: Desordens neurológicas: líquido (Coletor universal estéril). Desordens reprodutivas: órgãos de feto abortado, placenta, material exsudativo, swab cervical/vaginal (Coletor universal estéril). Desordens sistêmicas: sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquido ou material exsudativo. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Mamíferos, aves e peixes. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1028	MEGABACTÉRIA (MACRORHABDUS ORNITHOGASTER) - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
	Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab cloacal, fragmento de ventrículo e/ou proventrículo (mucosa) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1029	MEGABACTÉRIA (MACRORHABDUS ORNITHOGASTER) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab cloacal, fragmento de ventrículo e/ou proventrículo (mucosa) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação	1
1121	VÍRUS DO MYXOMA (MYXV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Quadro nodular: fragmento de tecido com mixomatose nodular (pele, pálpebra, mucosa genital ou órgãos internos como pulmões, fígado, baço e rins) (Coletor universal estéril). Quadro respiratório: swab nasal e/ou conjuntival (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Lagomorfos (coelhos). Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1122	VÍRUS DO MYXOMA (MYXV)- REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Quadro nodular: fragmento de tecido com mixomatose nodular (pele, pálpebra, mucosa genital ou órgãos internos como pulmões, fígado, baço e rins) (Coletor universal estéril). Quadro respiratório: swab nasal e/ou conjuntival (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Lagomorfos (coelhos). Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1067	PAINEL HEMOSPORÍDEOS AVIÁRIOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Plasmodium</i> spp., <i>Haemoproteus</i> spp. e <i>Leucocytozoon</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado ou baço) (coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1071	PAINEL REPRODUÇÃO AVIÁRIO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Chlamydophila psittaci</i> , <i>Mycoplasma</i> spp. e <i>Salmonella</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes (coletor universal estéril). Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1072	PAINEL RESPIRATÓRIO AVIÁRIO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Chlamydophila psittaci</i> , <i>Mycoplasma</i> spp. e <i>Aspergillus</i> spp. Amostra e recipiente de acondicionamento: Swab de coana ou orofaríngeo (coletor universal estéril). Swab de cloaca, fezes, secreções, fragmento de órgão (pulmão, traqueia e/ou saco aéreo) (coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1143	PAINEL SALMONELOSES AVIÁRIAS - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Salmonella</i> spp., <i>Salmonellatyphimurium</i>, <i>Salmonellagallinarum/pullorum</i> e <i>Salmonellaenteritidis</i>. Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab de cloaca, swab de arrasto ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1148	PAINEL TOXINFEÇÃO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS- REAL TIME PCR QUANTITATIVO <i>Clostridium perfringens</i> alfa toxina (CPA) e <i>Clostridium perfringens</i> enterotoxina (CPE). Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação	1
1068	PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Chlamydophila psittaci</i>, Poliomavírus aviário (APV) e Vírus da Doença de bico e penas de psitacídeos (PBFDV). Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes (coletor universal estéril). Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1069	PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO <i>Chlamydophila psittaci</i>, Poliomavírus aviário (APV), Vírus da Doença de bico e penas de psitacídeos (PBFDV), <i>Mycoplasma</i> spp., <i>Salmonella</i> spp., Megabactéria (<i>Macrorhabdus ornithogaster</i>) e Herpesvírus de Pacheco (Herpesvírus dos psitacídeos 1, PsHV - 1). Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes (coletor universal estéril). Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1046	PLASMODIUM SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO: Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) ou fragmento de órgão (fígado, baço) (coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo (tampa roxa). Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, primatas não humanos, répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1047	PLASMODIUM SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) ou fragmento de órgão (fígado, baço) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo (tampa roxa). Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, primatas não humanos, répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.	1
1030	POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, fragmento de órgão (baço, fígado, rim, proventrículo) ou líquidos cavitários (coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquido cavitário. 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1031	POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, fragmento de órgão (baço, fígado, rim, proventrículo) ou líquidos cavitários (coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo (tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquido cavitário. 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
875	BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Swab profundo de faringe (Coletor universal estéril). Swab conjuntival (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina, felina, suína, equina, lagomorfos (coelhos) e aves. Observação: Remover excesso de secreção/debris antes da coleta do swab conjuntival. Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
876	BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Swab profundo de faringe (Coletor universal estéril). Swab conjuntival (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina, felina, suína, equina, lagomorfos (coelhos) e aves. Observação: Remover excesso de secreção/debris antes da coleta do swab conjuntival. Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

901

CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTI) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab retal, fezes, swab orofaríngeo, líquido (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome neurológica: líquido (Coletor universal estéril) e/ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome ocular/respiratória: swab conjuntival, swab de faringe, swab nasal ou lavado brônquico (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome cutânea: swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril).

Micose sistêmica: sangue total em tubo (tampa roxa).

Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de lavado brônquico.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves e mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

900

CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTII) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab retal, fezes, swab orofaríngeo, líquido (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome neurológica: líquido (Coletor universal estéril) e/ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome ocular/respiratória: swab conjuntival, swab de faringe, swab nasal ou lavado brônquico (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).

Síndrome cutânea: swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril).

Micose sistêmica: sangue total em tubo (tampa roxa).

Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de lavado brônquico.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Aves e mamíferos.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
898	CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste. Como a eliminação de Cryptosporidium spp. nas fezes pode ser intermitente, recomenda-se enviar 3 swabs retais coletados em dias diferentes durante 1 semana. Coletar os swabs em mesmo tubo e manter Refrigerada até o envio.	1
922	CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves e mamíferos. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste. Como a eliminação de Cryptosporidium spp. nas fezes pode ser intermitente, recomenda-se enviar 3 swabs retais coletados em dias diferentes durante 1 semana. Coletar os swabs em mesmo tubo e manter Refrigerada até o envio.	1
1042	HERPESVÍRUS DE PACHECO (HERPESVÍRUS DOS PSITACÍDEOS 1, PSHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Assintomáticos e portadores: fezes ou swab de cloaca (Coletor universal estéril). Sintomáticos: sangue total em tubo (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, fragmento de órgão (fígado, rim, baço, intestino, paratireoide, ovário, medula óssea) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. Swab com material orgânico visível. 5g fezes. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1044

MYCOPLASMA SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sinais articulares: líquido sinovial (Coletor universal estéril).

Sinais reprodutivos: lavado prepucial/vaginal, swab vaginal ou fragmento de órgão reprodutivo (Coletor universal estéril).

Sinais respiratórios: swab orofaríngeo, swab conjuntival, swab nasal (Coletor universal estéril).

Sinais sistêmicos: sangue total em tubo (tampa roxa).

Aves: fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, órgãos (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquido sinovial ou lavado prepucial/vaginal.

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos, aves e répteis.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

1045

MYCOPLASMA SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sinais articulares: líquido sinovial (Coletor universal estéril).

Sinais reprodutivos: lavado prepucial/vaginal, swab vaginal ou fragmento de órgão reprodutivo (Coletor universal estéril).

Sinais respiratórios: swab orofaríngeo, swab conjuntival, swab nasal (Coletor universal estéril).

Sinais sistêmicos: sangue total em tubo (tampa roxa).

Aves: fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, órgãos (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa).

Quantidade necessária:

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquido sinovial ou lavado prepucial/vaginal.

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Espécies atendidas:

Mamíferos, aves e répteis.

Observação:

Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.

Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1141	SALMONELLA ENTERITIDIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1142	SALMONELLA ENTERITIDIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1137	SALMONELLA GALLINARUM/PULLORUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1138	SALMONELLA GALLINARUM/PULLORUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1016	SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1017	SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1139	SALMONELLA TYPHIMURIUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.	1
1140	SALMONELLA TYPHIMURIUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) (Coletor universal estéril). Quantidade necessária: 5g fezes. Swab com material orgânico visível. Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Aves, mamíferos e répteis. Observação: Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição. Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação	1



CITOLOGIA

TECSA
laboratórios

87

CITOLOGIA (1 LOCAL)**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Lâminas com esfregaço, imprint ou punção aspirativa por agulha fina (PAAF) da lesão fixadas ao ar e acondicionadas em porta lâminas ou embalagens rígidas; ou líquidos em frasco/tubo estéril, sem conservantes ou anticoagulantes, neste caso a amostra deve ser refrigerada. Para sítios adicionais de coleta, utilize o código 616 por sítio e identifique nas lâminas o local da coleta.

Quantidade necessária:

Enviar em média 2-3 lâminas da lesão fixadas ao ar / Líquidos no mínimo 5,0 mL.

2

Formas de envio:

Lâminas em porta lâminas em temperatura ambiente / Líquido refrigerado.

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

Para uma melhor análise, envie os dados do local de coleta, descrição da lesão, histórico clínico e suspeita na requisição.

616

CITOLOGIA LOCAL ADICIONAL (MESMO PACIENTE EXAME 87)**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Para amostras de sítios adicionais do mesmo paciente do código 87, utilize um código 616 por sítio adicional e identifique as lâminas por local de coleta.

Lâminas com esfregaço, imprint ou punção aspirativa por agulha fina (PAAF) da lesão fixadas ao ar e acondicionadas em porta lâminas ou embalagens rígidas ou líquidos em frasco/tubo estéril, sem conservantes ou anticoagulantes, neste caso a amostra deve ser refrigerada.

2

Quantidade necessária:

Enviar em média 2-3 lâminas da lesão / Líquidos no mínimo 5,0 mL.

Formas de envio:

Lâminas em porta lâminas em temperatura ambiente / Líquido refrigerado.

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

1272

CITOLOGIA + PARR: DIAGNÓSTICO CITOMOLECULAR DE LINFOMAS

Citologia + PARR

Amostras e recipientes para acondicionamento:

Punção de linfonodos: Em lâminas (coradas ou não) acondicionadas em porta lâminas em temperatura ambiente ou em tubo estéril sem aditivo, refrigerado,

Quantidade necessária:

Entre 3,0 e 5,0 mL de líquido ou 2-3 lâminas.

Formas de envio:

Lâminas em temperatura ambiente / Líquido refrigerado.

7

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

Teste exclusivo para suspeita de linfomas em cães e gatos. Para casos divergentes o exame de histopatologia + imunoistoquímica é considerado o padrão ouro.

240

CITOLOGIA AURICULAR**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

1 lâmina com esfregaço de secreção de conduto auditivo, ou 1 swab com secreção de conduto auditivo. Exame para avaliação de celularidade. Para classificação de população bacteriana, solicite associado o código 56 - Coloração de Gram, acompanhado de lâmina adicional.

Quantidade necessária:

1 lâmina ou 1 swab.

Formas de envio:

Lâmina em porta lâminas ou swab em temperatura ambiente.

1

Espécies atendidas:

Mamíferos.

Observação:

Idealmente deve ser enviado a lâmina com o esfregaço preparado a partir do rolamento suave do swab sobre a lâmina.

Informar o lado do conduto coletado; Utilize um código de exame para cada conduto auditivo.

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1261

CITOLOGIA DE LINFONODO**Amostras e recipientes para acondicionamento:**

Lâminas de punção de linfonodo fixadas ao ar e acondicionadas em porta lâminas ou embalagens rígidas.

Para quadros de linfadenomegalia e/ou suspeita de linfoma, enviar aspirado de até três linfonodos acometidos em lâmina para análise citológica, identificando os linfonodos aspirados nas lâminas.

Quantidade necessária:

Enviar em média 2-3 lâminas de cada linfonodo, até 3 linfonodos.

2

Formas de envio:

Porta lâminas em temperatura ambiente.

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

Para uma melhor análise, envie os dados do local de coleta, descrição da lesão, histórico clínico e suspeita na requisição.

1170

CITOLOGIA FECAL**Amostra e recipiente de acondicionamento**

Lâminas com esfregaço de fezes no porta lâminas ou fezes frescas em frasco estéril.

Quantidade necessária:

2-3 lâminas com esfregaço de fezes ou 20g de fezes frescas.

1

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Todas

352

CITOLOGIA VAGINAL (AVALIAÇÃO DO CICLO ESTRAL)**Amostra e recipiente de acondicionamento**

Colete a amostra de mucosa vaginal em swab e prepare o esfregaço em lâmina por rolamento do swab, fixe as lâminas ao ar e acondicione em porta lâminas ou embalagens rígidas

Quantidade necessária:

Em média 2-3 lâminas de esfregaço vaginal.

2

Formas de envio:

Temperatura ambiente.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

O exame tem como objetivo avaliar a fase do ciclo estral (citologia reprodutiva).

Recomenda-se citologias seriadas e correlação com dosagem de progesterona.

56

COLORAÇÃO DE GRAM**Amostra e recipiente de acondicionamento**

Lâmina com esfregaço do material ou secreções, líquidos, lavados, urina ou fezes em coletor universal estéril ou secreção em swab.

A coloração de Gram é indicada para classificação dos tipos bacterianos, não é indicada para avaliação de morfologia celular.

Quantidade necessária:

1 lâmina ou 1,0 mL de secreção/líquido/lavado/urina ou 5g de fezes ou 1 swab.

1

Formas de envio:

Lâmina em porta lâminas em temperatura ambiente.

Amostras in natura ou swabs devem ser enviados refrigerados.

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

408

LEISHMANIA SPP. - PESQUISA PARASITOLÓGICA DE**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Lâminas de esfregaço sanguíneo, medula óssea ou punção aspirativa de linfonodos em lâminas. Imprint de córnea ou mucosa conjuntival ou de lesão de pele; todas secas fixadas ao ar.

Quantidade necessária:

3 lâminas de esfregaço sanguíneo, medula óssea ou de aspirado de linfonodos; ou de córnea, mucosa conjuntival ou lesão de pele

Formas de envio:

Porta-lâminas a temperatura ambiente

Espécies atendidas:

Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).

4

139

LÍQUIDOS CAVITÁRIOS (PERITONEAL, PLEURAL OU PERICÁRDICO) E SINOVIAL - ANÁLISE DE**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Líquido pleural, peritoneal ou pericárdico: acondicionar em tubo com EDTA (tampa roxa), tubo sem aditivo (tampa branca) e lâminas preparadas a fresco e secas ao ar.

Líquido sinovial (indicar articulação punccionada): acondicionar em tubo com EDTA (tampa roxa), tubo sem aditivo (tampa branca) e lâminas preparadas a fresco e secas ao ar.

Formas de envio:

3

169

LIQUOR - ANÁLISE DE**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Líquor (líquido cefalorraquidiano) em tubo de transporte.

Formas de envio:

Enviar entre 2 e 8° C o mais breve possível ao laboratório.

Observação:

Amostras com tempo entre coleta e envio > 4 horas, perdem a viabilidade. Nestes casos, se houver suspeita clínica, recomenda-se outros tipos de análise para correlação clínica, como PCR para agentes infecciosos (maior estabilidade da amostra para esta análise).

2

132

MIELOGRAMA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Punção de medula óssea em EDTA + lâminas com material aspirado de medula óssea (esfregaço ou squash), lâmina de sangue periférico mais recente e resultado de hemograma. Informações clínicas, suspeita clínica e sítio de coleta são importantes para a análise.

Quantidade necessária:

5 lâminas de esfregaço ou squash com material de medula óssea e/ou medula óssea em tubo de EDTA.

Formas de envio:

Lâminas à temperatura ambiente e tubo refrigerado

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

4

451

SPOROTHRIX SCHENCKII- PESQUISA DE**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

1 lâmina com esfregaço de secreção, ou 1 swab com secreção.

Quantidade necessária:

1 lâmina ou 1 swab.

Formas de envio:

Lâmina em porta lâminas ou swab em temperatura ambiente.

Espécies atendidas:

Mamíferos.

Observação:

Idealmente deve ser enviado a lâmina com o esfregaço preparado a partir do rolamento suave do swab sobre a lâmina.

Informar o local da coleta.

Lesões crostosas: remover a crosta e preparar o imprint da lesão, sem limpá-la.

2



ANATOMIA PATOLÓGICA

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
314	BIÓPSIA TECSA I - BIÓPSIAS INCISIONAIS GÁSTRICAS, INTESTINAIS OU NAAIS ATÉ 3 LOCAIS Amostras e recipientes para acondicionamento: Fragmentos de biópsia incisional coletados de até 3 locais. As amostras devem ser identificadas com o local. Exemplo: Estômago (já inclui pesquisa de <i>Helicobacter</i> spp.), duodeno, jejuno, íleo, cólon, ou narina direita e esquerda. As informações clínicas pertinentes são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Quantidade necessária: Diversos fragmentos de até 3 locais. Formas de envio: Amostras fixadas em formol 10% Espécies atendidas: Todas as espécies. Observação: O prazo pode se estender de acordo com a complexidade do caso, necessidade de colorações especiais, necessidade de informações clínicas complementares, recortes e processos de descalcificação de amostras ósseas ou calcificadas.	8
1241	BIÓPSIA TECSA II - BIÓPSIAS INCISIONAIS GÁSTRICAS, INTESTINAIS OU NAAIS MAIS DE 3 LOCAIS Amostras e recipientes para acondicionamento: Fragmentos de biópsia incisional coletados de mais de 3 locais. As amostras devem ser identificadas por local. Exemplo: Estômago (já inclui pesquisa de <i>Helicobacter</i> spp.), duodeno, jejuno, íleo, cólon, ou narina direita e esquerda. As informações clínicas pertinentes são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Quantidade necessária: Diversos fragmentos de mais de 3 locais. Formas de envio: Amostras fixadas em formol 10% Espécies atendidas: Todas as espécies. Observação: O prazo pode se estender de acordo com a complexidade do caso, necessidade de colorações especiais, necessidade de informações clínicas complementares, recortes e processos de descalcificação de amostras ósseas ou calcificadas.	8
1281	CELLBLOCK Amostras e recipientes para acondicionamento: - Lâminas de citologia controle (confeccionar as lâminas antes da adição de formol) - amostra de efusão no formol na proporção de 1:1 (1 parte de efusão para 1 parte de formol 10%). Pode ser enviada em tubo EDTA para amostras mais hemorrágicas ou na seringa. Quantidade necessária: 2-3 lâminas fixadas no ar / Líquidos: 3 a 5 mL Formas de envio: Lâminas em porta lâminas e líquidos em formol: à temperatura ambiente / Líquido in natura: Refrigerado. Espécies atendidas: Todas espécies. Observação: Exames de cellblock seguem processamento histológico convencional e tem como objetivo principal a investigação imunoistoquímica posterior. A citologia convencional pode trazer informações de igual relevância com menor prazo. A viabilidade do exame irá depender da celularidade amostrada.	17
1282	COLORAÇÃO ESPECIAL HISTOLÓGICA RODANINA Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina de biópsia hepática e laudo histopatológico. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina. Observação: Coloração histológica utilizada para pesquisa e avaliação de acúmulo de Cobre em amostras provenientes de biópsias hepáticas de cães.	17

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1192	CITOMETRIA DE FLUXO 1 Amostras e recipientes para acondicionamento: Sangue total em EDTA (Tampa roxa), punção de linfonodos ou efusões em seringa tubo sem aditivo estéril ou coletor estéril. Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total em EDTA (Tampa roxa) ou 2,0 mL de efusões. As amostras devem ser analisadas no máximo 24 horas após a coleta. Formas de envio: Refrigerado - programe a coleta da amostra considerando o tempo de trânsito logístico para recebimento da amostra até as quintas-feiras na unidade TECSA Campinas. Considere o envio via Sedex para viabilidade da amostra. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: Essencial o envio do último hemograma para melhor interpretação dos achados.	7
1191	CITOMETRIA DE FLUXO 2 Amostras e recipientes para acondicionamento: Medula óssea em EDTA (Tampa roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de medula óssea em EDTA (Tampa roxa). As amostras devem ser analisadas no máximo 24 horas após a coleta. Formas de envio: Refrigerado - programe a coleta considerando o tempo de trânsito logístico para recebimento da amostra até as quintas-feiras na Unidade TECSA Campinas. Considere o envio via Sedex para viabilidade da amostra. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: Essencial o envio do último laudo de hemograma e/ou mielograma para melhor interpretação dos achados.	7
1083	DERMATOHISTOPATOLÓGICO Amostras e recipientes para acondicionamento: Fragmentos de biópsia de pele fixados em formol apresentando quadros de dermatopatias não nodulares. Exemplos: dermatopatias seborreicas, alopecias, lesões pustulares, pápulo crostosas, despigmentantes, cicatriciais. Quantidade necessária: Enviar 03 fragmentos representativos da lesão. As superfícies de corte devem compreender, sempre que possível, uma parte da lesão e outra do tecido normal adjacente. As informações clínicas pertinentes e eventualmente fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Formas de envio: Amostras fixadas em formol 10% Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: Inclui colorações especiais a critério do patologista. O prazo pode variar de acordo com a complexidade do caso, necessidade de colorações especiais, informações clínicas complementares e recortes.	8
1258	DOSAGEM DE COBRE EM TECIDOS Amostra e recipiente de acondicionamento: Amostra de tecido (fígado ou outros) em solução fisiológica, acondicionada em frasco estéril. O material não pode ser colocado em formol. 2g de tecido. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Canina e felina.	30

86

HISTOPATOLÓGICO MASSA/NÓDULO - 1 AMOSTRA**Amostras e recipientes para acondicionamento:**

Fragmentos de tecidos retirados por biópsia incisional ou excisional. O exame contempla avaliação de margens histológicas presumidas/estimadas quando aplicável.

As informações clínicas pertinentes são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso.

Em caso de retirada de mais nódulos/fragmentos que serão enviados para análise histopatológica do mesmo paciente, acrescente no pedido o código 1084 por fragmento adicional, identificando-os pelo local de coleta.

8

Formas de envio:

Amostras fixadas em formol 10%

Espécies atendidas:

Todas as espécies domésticas.

Observação:

O prazo pode se estender de acordo com a complexidade do caso, necessidade de colorações especiais, recortes, necessidade de informações clínicas complementares e processos de descalcificação de amostras ósseas ou calcificadas.

1084

HISTOPATOLÓGICO MASSA/ NÓDULO ADICIONAL EXAME 86 (MESMO PACIENTE)**Amostras e recipientes para acondicionamento:**

Fragmentos de tecidos retirados por biópsia incisional ou excisional do mesmo paciente que sejam complementares ao exame código 86. Utilize um código 1084 por fragmento adicional.

Formas de envio:

Amostras fixadas em formol 10%, as informações clínicas pertinentes são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso.

8

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

O prazo pode se estender de acordo com a complexidade do caso, necessidade de colorações especiais, recortes, necessidade de informações clínicas complementares e processos de descalcificação de amostras ósseas ou calcificadas.

644

HISTOPATOLÓGICO COM MARGEM CIRÚRGICA**Amostras e recipientes para acondicionamento:**

As amostras devem compreender a lesão e tecido normal adjacente. Para uma avaliação detalhada e completa indica-se a prévia identificação e descrição das margens cirúrgicas pelo solicitante (Ex. margem cranial, caudal, rostral, etc).

As descrições das margens devem ser informadas juntamente com as informações clínicas pertinentes para maior agilidade e elucidação do caso.

Formas de envio:

Amostras fixadas em formol 10%, com identificação das margens cirúrgicas.

8

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

O prazo pode se estender de acordo com a complexidade do caso, necessidade de colorações especiais, recortes, necessidade de informações clínicas complementares e processos de descalcificação de amostras ósseas ou calcificadas.

1240

HISTOPATOLÓGICO DE PEÇA CIRÚRGICA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Peças cirúrgicas como amputações, mastectomias, esplenectomias, enucleações, falangectomias, lobectomias hepáticas e pulmonares, mandibulectomias, orquiectomias, OSH. A avaliação contempla avaliação de margens padrão da peça ou de acordo com identificação designada pelo solicitante.

As informações clínicas pertinentes são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso.

8

Formas de envio:

Peça cirúrgica (órgão) fixado em formol.

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

O prazo pode se estender de acordo com a complexidade do caso, necessidade de colorações especiais, recortes, necessidade de informações clínicas complementares e processos de descalcificação de amostras ósseas ou calcificadas.

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1270

HISTOPATOLÓGICO ANIMAL SILVESTRE**Amostras e recipientes para acondicionamento:**

Fragmentos de tecidos retirados por biópsia incisional ou excisional. O exame contempla avaliação de margens presumidas quando aplicável. As informações clínicas pertinentes são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso.

Formas de envio:

Amostras fixadas em formol 10%.

17

Espécies atendidas:

Animais silvestres

Observação:

O prazo pode se estender de acordo com a complexidade do caso, necessidade de colorações especiais, recortes, necessidade de informações clínicas complementares e processos de descalcificação de amostras ósseas ou calcificadas.

1271

HISTOPATOLÓGICO FRAGMENTOS DE NECROPSIA**Amostras e recipientes para acondicionamento:**

Amostras (até 7 tecidos/órgãos) de amostras coletadas por meio de necropsia. Os resultados dessa análise devem ser interpretados juntamente com o achados clínicos e necroscópicos. Envie as informações clínicas pertinentes e, se possível, o relatório necroscópico.

Formas de envio:

Amostras fixadas em formol 10%.

17

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

O prazo pode se estender de acordo com a complexidade do caso, necessidade de colorações especiais, recortes, necessidade de informações clínicas complementares e processos de descalcificação de amostras ósseas ou calcificadas.

1248

IMUNOISTOQUÍMICA- PAINEL PROGNÓSTICO MASTOCITOMA

Marcadores: C-Kit; VEGF e Ki67

Amostras e recipientes para acondicionamento:

Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. Visa identificar a fatores prognósticos e preditivos específicos para determinadas neoplasias, de acordo com informações comprovadas em literatura.

Formas de envio:

Temperatura ambiente.

17

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.

1278

IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO LINFOMA CUTÂNEO

Marcadores: Retinóides; Glicoproteína P

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica.

17

Formas de envio:

Temperatura ambiente.

Espécies atendidas:

Canino.

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

1239

IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO HEPATOCARCINOMA

Marcadores: HepPar, CK19, Ki67

Amostras e recipientes para acondicionamento:

Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica.

Formas de envio:

Temperatura ambiente.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.

15

659

IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO LESÕES MELANOCÍTICAS/MELANOMAS

Marcadores Imunoistoquímicos: Ki67, COX2

Amostras e recipientes para acondicionamento:

Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica.

Formas de envio:

Temperatura ambiente.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.

16

1238

IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO DE SARCOMA

Marcadores: COX-2; Ki67; VEGF

Amostras e recipientes para acondicionamento:

Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica.

Formas de envio:

Temperatura ambiente.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.

16

1250

IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO CARCINOMA

Marcadores: COX-2; Ki67; VEGF

Amostras e recipientes para acondicionamento:

Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica.

Formas de envio:

Temperatura ambiente.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.

16

1237

IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO CARCINOMA ADRENOCORTICAL

Marcadores: Ki67; GATA 4.

Amostras e recipientes para acondicionamento:

Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. Visa identificar a fatores prognósticos e preditivos específicos para determinadas neoplasias, de acordo com informações comprovadas em literatura.

Formas de envio:

Temperatura ambiente.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.

16

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1275	IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO CARCINOMA DE FOSSA NASAL Marcadores: HER-2; PDGF; COX-2; KI67 Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.	17
1249	IMUNOISTOQUÍMICA- PAINEL PROGNÓSTICO CARCINOMA DE SACO ANAL Marcadores: HER-2; PDGF; COX-2; KI67 Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.	16
1277	IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO CARCINOMA PULMONAR Marcadores: HER-2; COX-2, Ki67 Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.	17
1276	IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO CARCINOMA UROTELIAL Marcadores: HER-2; COX-2; KI67 Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.	17
1280	IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO FEOCROMOCITOMA Marcadores: Ki67; VEGF Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.	17

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
838	IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO TUMOR MAMÁRIO Marcadores caninos: RE, RP, COX2, Ki67 Marcadores felinos: RE, RP, COX2, Ki67, HER2 Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.	16
1279	IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PREDITIVO MULTIKINASES Marcadores: C-Kit; VEGF; PDGF Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.	17
1236	IMUNOISTOQUÍMICA - QUIMIORRESISTÊNCIA DE TUMORES Marcador: Glicoproteína P Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: O prazo do painel imunoistoquímico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.	17
456	IMUNOISTOQUÍMICA - LEISHMANIA Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina ou fragmento de pele fixado em formol 10%. Formas de envio: Amostras fixadas em formol 10%, as informações clínicas pertinentes são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: O teste NÃO diferencia tipos de Leishmania. Indicado para suspeitas de lesões cutâneas causadas pela Leishmania ou na necessidade de identificação do patógeno em cortes histológicos. Em casos negativos, considerar a possibilidade de uso de outros métodos como PCR e sorologia.	17
653	IMUNOISTOQUÍMICA - TOXOPLASMA GONDII Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina ou fragmento de pele fixado em formol 10% . Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: Em casos negativos, sugere-se a realização de exames complementares, quando pertinente.	17

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
232	MARCADOR SOROLÓGICO PARA TUMOR DE MAMA (CEA) Amostras e recipientes para acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total ou 0,5 mL de soro. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Canina. Observação: Hemólise e lipemia inviabilizam a realização do teste.	8
1190	ONCOMAPA Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. Avaliação genética dos tumores de cães. Análise da expressão de genes responsáveis pela proliferação, progressão e resistência das células tumorais, visando estabelecer estratégias terapêuticas mais assertivas. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina. Observação: Devido ao prazo do exame, este não é indicado para pacientes com doença avançada ou risco de vida iminente.	28
648	PAINEL DIAGNÓSTICO DE IMUNOISTOQUÍMICA Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. As informações clínicas e topográficas são essenciais para a precisão diagnóstica. O exame visa identificar a histogênese de neoplasias morfolologicamente pouco diferenciadas. Nesse painel o patologista responsável seleciona marcadores de acordo com o direcionamento clínico e morfológico. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: O prazo do painel imunoistoquímico diagnóstico pode se estender de acordo com a qualidade do material enviado e a necessidade de informações clínicas adicionais.	17
1194	PAINEL PCR C-KIT +IMUNOISTOQUÍMICA PARA MASTOCITOMA PCR C-kit + Imunoistoquímica para Mastocitoma Amostras e recipientes para acondicionamento: Bloco de parafina e laudo histopatológico. Avaliação prognóstica e preditiva para mastocitoma. Combina os achados proteicos do exame imunoistoquímico com os achados genéticos da investigação de mutações no exon 11 do gene C-Kit. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina.	17



MICROBIOLOGIA

TECSA
laboratórios

56

COLORAÇÃO DE GRAM**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Lâmina com esfregão do material ou secreções, líquidos, lavados, urina ou fezes em coletor universal estéril ou secreção em swab fixada ao ar.

A coloração de Gram é indicada para classificação dos tipos bacterianos, não é indicada para avaliação de morfologia celular.

Quantidade necessária:

1 lâmina ou 1,0 mL de secreção/líquido/lavado /urina ou 5,0 g de fezes frescas ou 1 swab.

1

Quantidade necessária:

1 lâmina ou 1 swab.

Formas de envio:

Lâmina em porta lâminas em temperatura ambiente.

Amostras in natura ou swabs devem ser enviados sob refrigeração.

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

393

COPROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Fezes em coletor universal estéril ou transferidos para um swab em meio de transporte Cary Blair.

Quantidade necessária:

1 swab em meio de transporte Cary Blair ou 5g de fezes frescas.

Formas de envio:

Swab em meio de transporte pode ser mantido em temperatura ambiente por até 48 horas, refrigerar para períodos mais longos.

5

Fezes frescas devem ser mantidas refrigeradas.

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

O exame é específico para pesquisa de bactérias enteropatogênicas: *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Yersinia* spp. e *Escherichia coli*. Em caso de positividade, acompanha o antibiograma.

54

CULTURA AERÓBIA COM ANTIBIOGRAMA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Secreções, líquidos e lavados em coletor universal estéril ou transferidos para um swab em meio de transporte.

Fragmentos de tecido e material cirúrgico (ex: parafusos, placas) devem ser colocados em coletor universal estéril e cobertos com solução salina estéril.

Vide as observações para os códigos para amostras mais específicas como urina, olho, fezes e sangue, para maior assertividade no painel antimicrobiano.

Quantidade necessária:

1 swab em meio de transporte Stuart ou 1,0 mL de secreção/líquido/lavado ou fragmento/material cirúrgico em quantidade visível.

5

Formas de envio:

Swab em meio de transporte pode ser mantido em temperatura ambiente por até 48 horas, refrigerar para períodos mais longos.

Amostras in natura devem ser mantidas refrigeradas.

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

Informar o local e método de coleta da amostra. Caso sejam enviados dois tipos de amostra, informar a realização de pool ou realizar o cadastro de um exame para cada amostra.

Cadastrar exames específicos para as seguintes amostras para maior assertividade nos painéis antimicrobianos: urina (cód 184 - Urocultura), fezes (cód 393 - Coprocultura), conduto auditivo (cód 766 - Otocultura), olho (cód 933 - Cultura Oftálmica) e sangue (cód 58 - Hemocultura ou cód 942 - Hemocultura com acompanhamento parcial).

576

CULTURA AERÓBIA E ANAERÓBIA

Perfil composto pelos exames descritos abaixo:

- Código 54 - CULTURA AERÓBIA COM ANTIBIOGRAMA
- Código 254 - CULTURA ANAERÓBIA

5

Favor verificar as orientações de coleta dentro de cada exame para envio de amostras adequadas.

254

CULTURA ANAERÓBIA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Líquidos e secreções obtidos por punção. Após a punção, retirar todo o ar da seringa e lacrar a ponta para evitar a entrada de ar. Caso não seja possível o envio em até 4 horas ao laboratório, o material pode ser transferido para um frasco de hemocultura de anaeróbios.

Fragmentos de tecido e material cirúrgico (ex: parafusos, placas) devem ser colocados em recipientes contendo meio tioglicolato, que possui redutor de oxigênio.

Não é recomendado o envio do material em swab com meio de transporte, devido a possibilidade de perda da viabilidade.

Quantidade necessária:

1,0 mL de líquido/secreção ou 1 frasco de hemocultura anaeróbio ou fragmento/material cirúrgico em quantidade visível.

Formas de envio:

Temperatura ambiente. O material deve ser enviado imediatamente ao laboratório.

5

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

Informar o local e método de coleta da amostra. Caso sejam enviados dois tipos de amostra, informar a realização de pool ou realizar o cadastro de um exame para cada amostra.

Recomenda-se a cultura anaeróbia para possíveis lesões em sítios fechados e/ou profundos que não estejam expostas ao ar, e normalmente estão associados a lesões por mordedura ou inoculação de corpo estranho, lesões com necrose ou formação de gás, e bacteremias após procedimentos com manipulação de trato gastrointestinal ou cavidade oral.

A preservação da amostra em condição anaeróbia e o tempo de transporte podem ser determinantes para o sucesso do isolamento do agente. Em caso de dúvida, consulte o laboratório quanto à viabilidade e formas de envio de amostra.

1088

CULTURA COM ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADA - QUANTITATIVO (MIC)**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Secreções, líquidos, lavados ou fezes em coletor universal estéril ou transferidos para um swab em meio de transporte.

Fragmentos de tecido e material cirúrgico (ex: parafusos, placas) devem ser colocados em coletor universal estéril e cobertos com solução salina estéril.

Quantidade necessária:

1 swab em meio de transporte ou 1,0 mL de secreção/líquido/lavado ou 5g de fezes ou fragmentos/materiais cirúrgicos em quantidade visível.

Formas de envio:

Swab em meio de transporte pode ser mantido em temperatura ambiente por até 48 horas, refrigerar para períodos mais longos.

Amostras in natura devem ser mantidas refrigeradas.

5

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

Informar o local e método de coleta da amostra. Caso sejam enviados dois tipos de amostra, informar a realização de pool ou realizar o cadastro de um exame para cada amostra.

Para urina, utilize o código 1089 - UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADA - QUANTITATIVO (MIC).

No antibiograma automatizado é utilizado um painel de drogas fixos para bactérias gram-negativas ou gram-positivas, os antibióticos liberados vão depender da bactéria isolada na amostra.

255

CULTURA DE FUNGOS**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Pelos, crostas de pele, fragmento de unha ou fragmentos de tecidos em coletor universal estéril.

Se forem fragmentos de tecido, cobrir com solução salina estéril.

Secreções, líquidos, lavados, urina ou fezes em coletor universal estéril ou swab em meio de transporte.

Quantidade necessária:

1 swab em meio de transporte ou 1,0 mL de secreções/líquidos/lavados/urina, ou 5g de fezes ou pelos/crostas/fragmentos em quantidade visível.

Formas de envio:

Temperatura ambiente.

21

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

Informar o local e método de coleta da amostra. Caso sejam enviados dois tipos de amostra, informar a realização de pool ou realizar o cadastro de um exame para cada amostra.

No caso de suspeita de dermatofitose: idealmente coletar pelos por avulsão das bordas das lesões. A lâmpada de Wood pode facilitar a coleta de pelos suspeitos, porém, pode ocorrer fluorescência pela presença de substâncias diversas na pele e pelos.

No caso de suspeita de micoses profundas (Ex: esporotricose e criptococose): recomenda-se a coleta de fragmentos de tecido ou aspirados profundos.

933

CULTURA OFTALMOLÓGICA COM ANTIBIOGRAMA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Secreção ocular em swab com meio de transporte ou aspirados em coletor universal estéril ou swab em meio de transporte.

Quantidade necessária:

1 swab em meio de transporte ou 1,0 mL de aspirado.

Formas de envio:

Swab em meio de transporte pode ser mantido em temperatura ambiente por até 48 horas, refrigerar para períodos mais longos.

5

Amostras in natura devem ser mantidas refrigeradas.

Espécies atendidas:

Todas as espécies.

Observação:

Informar o lado do olho coletado. Caso seja enviado amostra dos dois lados, informar a realização de pool ou realizar o cadastro de um exame para cada amostra.

1310

CULTURA DE FUNGOS - IDENTIFICAÇÃO - KIT DERMATÓFITOS TECSA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Pelos e crostas em kit de dermatófitos TECSA.

Formas de envio:

Temperatura ambiente.

10

Espécies atendidas:

Mamíferos.




CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
58	HEMOCULTURA COM ANTIBIOGRAMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em frasco de hemocultura. Quantidade necessária: 1 frasco de hemocultura, deve ser respeitado o volume mínimo e máximo indicado no rótulo do frasco. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Todas as espécies. Observação: O ideal é que sejam realizados de 2 a 3 punções de locais anatômicos diferentes. Cada punção deve ser coletada em um frasco e deve ser realizado o cadastro de um exame por frasco - identifique os frascos por local de coleta.	7
942	HEMOCULTURA COM ANTIBIOGRAMA - ACOMPANHAMENTO PARCIAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em frasco de hemocultura. Quantidade necessária: 1 frasco de hemocultura, deve ser respeitado o volume mínimo e máximo indicado no rótulo do frasco. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Todas as espécies. Observação: O ideal é que sejam realizados de 2 a 3 punções de locais anatômicos diferentes. Cada punção deve ser coletada em um frasco e deve ser realizado o cadastro de um exame por frasco - identifique os frascos por local de coleta. Neste exame é liberado o resultado parcial do crescimento a cada 48 horas.	7
766	OTOCULTURA COM ANTIBIOGRAMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Secreção de conduto auditivo coletada em swab com meio de transporte. Quantidade necessária: 1 swab em meio de transporte. Formas de envio: Swab em meio de transporte pode ser mantido em temperatura ambiente por até 48 horas, refrigerar para períodos mais longos. Espécies atendidas: Mamíferos. Observação: Informar o lado do conduto coletado. Caso seja enviado amostra dos condutos dos dois lados, informar a realização de pool ou realizar o cadastro de um exame para cada amostra.	5
55	PESQUISA DIRETA PARA FUNGOS FILAMENTOSOS (MICOLÓGICO DIRETO) Amostra e recipiente de acondicionamento: Pelos e crostas de pele, raspado de pele ou fragmento de unha em coletor universal estéril. Quantidade necessária: Material em quantidade visível. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Todas as espécies. Observação: Resultados negativos no exame direto não excluem a possibilidade de presença de agente fúngico na amostra. Recomenda-se o exame de cultura de fungos em conjunto ou o Painel Dermatopatia Fúngica RealPCR (cód. 960) para melhor abordagem diagnóstica.	1


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1089	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADA - QUANTITATIVO (MIC) Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina (preferencialmente coletada por cistocentese) em coletor universal estéril ou tubo com ácido bórico ou laminocultivo. Não é recomendado o envio em swab com meio de transporte. Quantidade necessária: 1,0 mL in natura ou volume mínimo indicado no tubo com ácido bórico ou 1 laminocultivo. Formas de envio: Amostras in natura podem ser enviadas em até 24 horas sob refrigeração. Amostra em tubo com ácido bórico pode ser enviado em até 72 horas em temperatura ambiente. Para períodos mais longos, recomenda-se o envio em laminocultivo em temperatura ambiente. Espécies atendidas: Mamíferos.	5
410	UROCULTURA (IDENTIFICAÇÃO E ANTIBIOGRAMA) – KIT UROCULTURA TECSA Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina em kit de meio urocultura TECSA. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Mamíferos.	5
184	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina (preferencialmente coletada por cistocentese) em coletor universal estéril ou tubo com ácido bórico ou laminocultivo. Não é recomendado o envio em swab com meio de transporte. Quantidade necessária: 1,0 mL in natura ou volume mínimo indicado no tubo com ácido bórico ou 1 laminocultivo. Formas de envio: Amostras in natura podem ser enviadas em até 24 horas sob refrigeração. Amostra em tubo com ácido bórico pode ser enviado em até 72 horas em temperatura ambiente. Para períodos mais longos, recomenda-se o envio em laminocultivo em temperatura ambiente. Espécies atendidas: Mamíferos.	5










IMUNOLOGIA



TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
253	ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina e felina.	4	
327	BABESIA- SOROLOGIA IGG Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	2	
632	BABESIA- SOROLOGIA IGM Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	2	
224	BORDETELLA BRONCHISEPTICA(TOSSE DOS CANIS) - SOROLOGIA RIFI Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	5	



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
76	BRUCELOSE CANINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	4	
227	BRUCELOSE EQUINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	4	
1108	CHECKUP VACINAL PARA RAIVA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/ amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro em tubo de transporte ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Mamíferos.	7	
537	CINOMOSE - PESQUISA DO ANTÍGENO VIRAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou soro em tubo de transporte (tampa branca). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total, swab com material visível ou 1,0 mL de urina ou 0,6 mL de líquido. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	
239	CINOMOSE + PARVOVIROSE - IGM Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
670	CINOMOSE IGG + PARVOVIROSE IGG + HEPATITE INFECCIOSA CANINA IGG Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	
361	CORONAVÍRUS FELINO (PERITONITE INFECCIOSA FELINA - PIF) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	1	
357	DIROFILARIOSE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	
84	DIROFILARIOSE + DOENÇA LYME + EHRLICHIA + ANAPLASMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
256	DOENÇA DE LYME Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	
667	EHRlichia - IGG Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	2	
666	EHRlichia - IGM Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	7	
328	EHRlichia CANIS Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	
1094	ENCEFALOMIElITE EQUINA - SOROLOGIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Líquor em tubo de transporte (tampa branca). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou líquido ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	10	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1130	ESPOROTRICOSE - SOROLOGIA - TITULAÇÃO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Felina.	5	
371	FeLV - LEUCEMIA FELINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	1	
274	FIV - IMUNODEFICIÊNCIA FELINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	1	
271	FIV / FeLV - LEUCEMIA E IMUNODEFICIÊNCIA FELINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	1	
539	GIARDIA - PESQUISA DE ANTÍGENO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas (coletor universal), sem conservantes. Quantidade necessária: 1g de fezes Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina e felina.	1	




CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
536	HERPESVÍRUS 1 E 2 PRIMATAS Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Primatas.	10	
420	HERPESVÍRUS EQUINO - SORONEUTRALIZAÇÃO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Equina.	7	
280	IMUNOGLOBULINA A - IgA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Canina e felina.	2	
281	IMUNOGLOBULINA G - IgG Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Canina e felina.	2	
282	IMUNOGLOBULINA M - IgM Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Canina e felina.	2	


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1003	INSULINA ENDÓGENA BOVINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Bovina.	5	
1000	INSULINA ENDÓGENA CANINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	5	
1002	INSULINA ENDÓGENA EQUINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	5	
1001	INSULINA ENDÓGENA FELINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	5	
865	LEISHMANIA INFANTUM - IMUNOCROMATOGRAFIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
677	LEISHMANIOSE CANINA - ELISA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	
447	LEISHMANIOSE CANINA - ELISA + RIFI COM DILUIÇÃO TOTAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	2	
747	LEISHMANIOSE CANINA - RIFI DILUIÇÃO TOTAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	2	
83	LEISHMANIOSE CANINA - ELISA + RIFI Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	
676	LEISHMANIOSE CANINA - RIFI Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
553	LEISHMANIOSE FELINA - DILUIÇÃO TOTAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador(tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	4	
290	LEISHMANIOSE FELINA - ELISA + RIFI Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador(tampa vermelha/amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	4	
866	LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA - SOROLOGIA PADRÃO LACEN/FUNED Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador(tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	
978	LEPTOSPIROSE POR MICROAGLUTINAÇÃO - DILUIÇÃO TOTAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador(tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Mamíferos.	5	
81	LEPTOSPIROSE POR MICROAGLUTINAÇÃO - TRIAGEM Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador(tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Mamíferos.	2	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
302	NEOSPORA CANINUM Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina e felina.	5	
300	NEOSPORA EQUINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	5	
672	PANLEUCOPENIA FELINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas (coletor universal), sem conservantes. Quantidade necessária: 1g de fezes. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	1	
538	PARVOVIROSE - PESQUISA DO ANTÍGENO VIRAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas (coletor universal), sem conservantes. Quantidade necessária: 1g de fezes. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	
671	PARVOVÍRUS + CORONAVÍRUS CANINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas (coletor universal), sem conservantes. Quantidade necessária: 1 g de fezes. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
975	PERFIL ALÉRGENOS AMBIENTAIS E ALIMENTARES - CANINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador(tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,5 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	7	
1102	PERFIL ALÉRGENOS AMBIENTAIS E ALIMENTARES - FELINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador(tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,5 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	7	
668	PERFIL DOENÇA TRANSMITIDA PELO CARRAPATO <i>Ehrlichia</i> IgG, <i>Ehrlichia</i> IgM, <i>Babesia</i> IgM, <i>Babesia</i> IgG Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela /roxa). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou plasma ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	2	
689	PERFIL INFECÇÕES NEUROLÓGICAS CANINAS Neospora (IgG - RIFI), Toxoplasmose (IgM e IgG - RIFI) e Cinomose (IgG - Dot-blot ELISA). Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador(tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	4	
578	RELAXINA CANINA - DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE GESTAÇÃO CANINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador(tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
365	RHODOCOCCLUS - SOROLOGIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	6	
359	ROTAVÍRUS - SOROLOGIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas (coletor universal), sem conservantes. Quantidade necessária: 1g de fezes. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina, bovina e suína.	3	
1230	SOROLOGIA DE RAIVA - VIAGEM INTERNACIONAL JAPÃO Envie a amostra com a REQUISIÇÃO ESPECÍFICA DE RAIVA, preenchida, assinada e carimbada. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca). Quantidade necessária: 2,0 mL de soro livre de hemólise e lipemia Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina e felina.	30	
1196	SARCOCYSTIS NEURONA - SOROLOGIA EPM Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou líquido em tubo de transporte (tampa branca) Quantidade necessária: 1,0 mL de ou 2,0 mL de sangue total ou 1,0 mL de líquido. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Equina.	10	
688	TESTE ALÉRGICO PARA MALASSEZIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina e felina.	7	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
684	TESTE ALÉRGICO PARA PICADA (SALIVA) DE PULGA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina e felina.	7	
686	TESTE ALÉRGICO PAINEL 24 ALÉRGENOS AMBIENTAIS Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,5 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina, felina e equina.	7	
971	TESTE DE REAÇÃO ALIMENTAR CANINO (FOOD REACTION TEST HESKA) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	7	
1090	TESTE DE REAÇÃO ALIMENTAR FELINO (FOOD REACTION TEST HESKA) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	7	
945	TITULAÇÃO DE ANTICORPOS NEUTRALIZANTES PARA RAIVA Envie a amostra com a REQUISIÇÃO ESPECÍFICA DE RAIVA, preenchida, assinada e carimbada.: Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca) Quantidade necessária: 1,0 mL de soro livre de hemólise e lipemia Formas de envio: Refrigerada ou congelada. Espécies atendidas: Canina, felina e furão.	7	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
305	TOXOPLASMOSE + CLAMIDIOSE FELINAS Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca); sangue total em tubo com ativador de coágulo, com gel separador ou EDTA (tampa vermelha/amarela/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	4	
307	TOXOPLASMOSE CANINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca); sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	4	
309	TOXOPLASMOSE EQUINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca); sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	5	
82	TOXOPLASMOSE FELINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca); sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	4	
709	TRYPANOSOMA CRUZI - SOROLOGIA (CANINO) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca); sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	5	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

995

VIAGEM INTERNACIONAL - LEISHMANIOSE - ELISA + RIFI**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).

Quantidade necessária:

0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total.

Formas de envio:

Refrigerada.

Espécies atendidas:

Canina.

2





PARASITOLOGIA

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1171	COPROLÓGICO FUNCIONAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas em frasco estéril Quantidade necessária: 10g de fezes Formas de envio: Refrigerada - deve chegar no laboratório no máximo em 24 horas Espécies atendidas: Canina e felina Observação: Enviar amostra em até 24 horas após a coleta para análise. Para localidades cuja distância não permita a chegada da amostra no laboratório em 24 horas, sugerimos outros testes laboratoriais investigativos, a depender de sua suspeita clínica, como: - Suspeita de IPE: mensuração de TLI canino em amostra de soro - Suspeita de pancreatite: mensuração de lipase pancreática canina/felina em amostra de soro.	2	
1195	COPROPARASITOLÓGICO - PESQUISA DE OVOS PESADOS Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas em frasco coletor Quantidade necessária: 20g de fezes. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas as espécies.	1	
135	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - DIRETO E FLUTUAÇÃO -AVES E RÉPTEIS Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas em frasco coletor Quantidade necessária: 10g de fezes Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e Répteis.	2	
191	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - MIF - PET E MAMÍFEROS Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes colhidas em frascos com meio MIF (mercúrio, iodo e formol) ou TF-Test®. Coletar durante três dias alternados colocando todas as amostras em frascos distintos. Formas de envio: Enviar à temperatura ambiente até 3 dias após a coleta.	1	
421	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - OPG Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas Quantidade necessária: 10g de fezes Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
387	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - PESQUISA DE LARVAS Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas em frasco coletor Quantidade necessária: 10g de fezes Formas de envio: Temperatura ambiente até 6 horas após a coleta (não refrigerar) Espécies atendidas: Todas	2	
63	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - PET E MAMÍFEROS Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas em frasco coletor fresca em frasco coletor Quantidade necessária: 10g de fezes Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas.	1	
1076	PARASITOLÓGICO PARAGIARDIA - MÉTODO FAUST Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas em frasco coletor Quantidade necessária: 10g de fezes Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas.	1	
60	PESQUISA DE ECTOPARASITAS (SARNAS / ÁCAROS) Amostra e recipiente de acondicionamento: Raspado de pele profundo ou secreção de conduto auditivo. Quantidade necessária: Material em quantidade visível. Formas de envio: Toda a amostra coletada deve ser colocada entre duas lâminas, esse conjunto deve ser vedado em todas as extremidades com fita adesiva para evitar a saída dos ectoparasitas. Colocar o conjunto em porta lâminas e enviar em temperatura ambiente. Espécies atendidas: Todas as espécies.	2	
360	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas em frasco coletor Quantidade necessária: 10g de fezes frescas. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas	1	



HORMÔNIOS

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
218	ACTH - HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO - QUIMIOLUMINESCÊNCIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma EDTA em tubo de transporte ou sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de plasma com EDTA ou 1,5mL de sangue total em tubo tampa roxa. . Formas de envio: Obrigatoriamente congelada. Espécies atendidas: Canina e felina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais). Observação: Após a coleta do sangue total em tubo a amostra deve ser centrifugada e o plasma separado e congelado. A coleta da amostra deve ser feita preferencialmente pela manhã, devido à proximidade com o pulso de liberação ocorrido ao longo da madrugada.	5	
1176	ALDOSTERONA BASAL - RIE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina e felina.	8	
1182	ALDOSTERONA BASAL + PÓS-ACTH - RIE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte. Quantidade necessária: 0,5 mL de soro de cada coleta (basal e pós-ACTH) Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina e felina.	8	
807	ANTICORPO ANTI-TIREOGLOBULINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina e felina.	3	
630	CORTISOL 2 DOSAGENS - BASAL E PÓS ESTÍMULO COM ACTH - RIE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total de cada coleta (basal + pós ACTH) Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	2	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

631

CORTISOL 2 DOSAGENS - BASAL E PÓS ESTÍMULO COM ACTH - QUIMIOLUMINESCÊNCIA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).

Quantidade necessária:

0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total de cada coleta (basal + pós ACTH)

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).

1



620

CORTISOL 2 DOSAGENS - BASAL E PÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA - RIE**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total de cada coleta (basal + pós supressão)

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).

2



156

CORTISOL 3 DOSAGENS - BASAL, 4 E 8 HORAS PÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA - QUIMIOLUMINESCÊNCIA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).

Quantidade necessária:

0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total de cada coleta (basal + pós supressão 4 horas + pós supressão 8 horas).

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).

1



621

CORTISOL 3 DOSAGENS - BASAL, 4 E 8 HORAS PÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA - RIE**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).

Quantidade necessária:

0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total de cada coleta (basal + pós supressão 4 horas + pós supressão 8 horas).

Formas de envio:


Refrigerada

Espécies atendidas:





Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).




2



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
205	CORTISOL: 2 DOSAGENS - BASAL E PÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA - QUIMIOLUMINESCÊNCIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total de cada coleta(basal e pós supressão). Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
619	CORTISOL BASAL - RIE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	2	
68	CORTISOL BASAL - QUIMIOLUMINESCÊNCIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
70	ESTRADIOL Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo de tampa vermelha, sangue total em tubo de tampa verde. Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma heparinizado ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
1292	PARATORMÔNIO (PTH) E CÁLCIO IÔNICO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (tampa vermelha/ amarela) Quantidade necessária: 1,5 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total Formas de envio: Exclusivamente congelado. Espécies atendidas:	30	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
69	PROGESTERONA - QUIMIOLUMINESCÊNCIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
765	PROGESTERONA - 17 HIDROXI - BASAL + PÓS ACTH - QUIMIOLUMINESCÊNCIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total de cada coleta (basal e pós). Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	7	
855	PROGESTERONA - 17 HIDROXI - BASAL - QUIMIOLUMINESCÊNCIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Recomenda-se realizar a coleta pela manhã.	7	
1173	PROTEÍNA RELACIONADA AO PARATORMÔNIO - PTHRP Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma em EDTA (não enviar sangue total). Coletar a amostra em tubo com EDTA e separar o plasma em tubo de transporte no máximo 1 hora após a coleta. Quantidade necessária: 1 mL de plasma de EDTA. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas:	30	
634	RELAÇÃO CORTISOL CREATININA URINÁRIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina acondicionada em tubo estéril. Quantidade necessária: 1,0 mL. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais). Observação:	1	 

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
66	T3 TOTAL - QUIMIOLUMINESCÊNCIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
624	T3 TOTAL - RIE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	2	
74	T4 LIVRE - QUIMIOLUMINESCÊNCIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo de heparina (tampa verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
73	T4 LIVRE - RIE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies)	2	
626	T4 LIVRE - PÓS-DIÁLISE - RIE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	3	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
147	T4 TOTAL- RIE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tudo com EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	2	
164	T4 TOTAL - QUIMIOLUMINESCÊNCIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
636	T4 TOTAL PÓS-LEVOTIROXINA - QUIMIOLUMINESCÊNCIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente); sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha); tubo com gel separador (tampa amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais). Observação: Coletar após 6 horas da administração da medicação.	1	
637	T4 TOTAL PÓS-LEVOTIROXINA - RIE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tudo com EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	2	
154	TESTOSTERONA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo de heparina (verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
845	TSH - HORMÔNIO ESTIMULANTE DA TIREOIDE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total.. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina (consultar disponibilidade de referências para demais espécies).	1	



HEMATOLOGIA

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
814	COOMBS DIRETO (ANEMIA HEMOLÍTICA IMUNOMEDIADA) – CANINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina Observação: O uso de corticoide pode interferir no resultado do exame. Amostra hemolisada ou amostra de sangue coletada há mais de 12 horas podem produzir resultado falso negativo.	1	
1158	DÍMERO - D Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma citratado em tubo de transporte. Coletar o sangue total citratado (tampa azul) respeitando rigorosamente o volume indicado no tubo, homogeneizar e centrifugar imediatamente. Separar o plasma em um tubo de transporte e congelar - Identificar que é plasma citratado. Quantidade necessária: 0,2 mL de plasma citratado. Formas de envio: Congelada. Espécies atendidas: Canina.	2	
267	ERITROGRAMA - AVES E RÉPTEIS Amostra e recipiente de acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e Répteis (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais). Observação: Respeitar a proporção anticoagulante/sangue; atentar-se ao volume indicado pelo tubo utilizado. Encaminhar lâmina de esfregaço sanguíneo realizado logo após a coleta.	2	
266	ERITROGRAMA - MAMÍFEROS SILVESTRES Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Mamíferos Silvestres (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais). Observação: Respeitar a proporção anticoagulante/sangue; atentar-se ao volume indicado pelo tubo utilizado.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
40	ERITROGRAMA - PET Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina	1	
372	ERITROGRAMA - EQUINO Amostras e recipiente para acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Equina.	1	
1260	FATOR VIII - TESTE DE ATIVIDADE Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma citratado em tubo de transporte. Coletar o sangue total citratado (tampa azul) respeitando rigorosamente o volume indicado no tubo, homogeneizar e centrifugar imediatamente. Separar o plasma em um tubo de transporte e congelar - Identificar que é plasma citratado. Quantidade necessária: 1,0 mL de plasma em citratado Formas de envio: Congelada. Espécies atendidas: Canina e felina.	30	
186	FIBRINOGENO Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma citratado ou sangue total em tubo de tampa azul (citrato). Enviar ao laboratório em até 4 horas após coleta. Para maior viabilidade de amostra: Coletar o sangue total citratado (tampa azul) respeitando o volume indicado no tubo, homogeneizar e centrifugar em até 4h após a coleta. Separar o plasma em um tubo de transporte e congelar - Identificar que é plasma citratado. Quantidade necessária: 0,5 mL de plasma citratado ou sangue total em citrato conforme volume indicado no tubo Formas de envio: Refrigerada (sangue total em tubo citratado) ou congelada (plasma citratado) Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
42	HEMATÓCRITO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais) Observação: Respeitar a proporção anticoagulante/sangue; atentar-se ao volume indicado pelo tubo utilizado.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
669	HEMOGRAMA + PESQUISA DE HEMATOZOÁRIOS Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL sangue. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não	1	
39	HEMOGRAMA COMPLETO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Mamíferos (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais) Observação: Respeitar a proporção anticoagulante/sangue; atentar-se ao volume indicado pelo tubo utilizado.	0	
469	HEMOGRAMA COMPLETO- CAMUNDONGO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada	2	
44	HEMOGRAMA COMPLETO - FELINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada.	0	
442	HEMOGRAMA COMPLETO - GALLUS SP. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Galinhas. Observação: Encaminhar lâmina de esfregaço sanguíneo realizado logo após a coleta.	2	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
512	HEMOGRAMA COMPLETO - PAVÃO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Observação: Encaminhar lâmina de esfregaço sanguíneo realizado logo após a coleta.	2	
457	HEMOGRAMA COMPLETO - RATITAS Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Ratitas (Emas). Observação: Encaminhar lâmina de esfregaço sanguíneo realizado logo após a coleta.	2	
510	HEMOGRAMA COMPLETO - ARARA CANINDÉ Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Observação: Encaminhar lâmina de esfregaço sanguíneo realizado logo após a coleta.	2	
434	HEMOGRAMA COMPLETO - ARARAJUBA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Observação: Encaminhar lâmina de esfregaço sanguíneo realizado logo após a coleta.	2	
143	HEMOGRAMA COMPLETO - AVES E RÉPTEIS Amostra e recipiente de acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e Répteis	2	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
482	HEMOGRAMA COMPLETO - CAPRINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada.	3	
146	HEMOGRAMA COMPLETO - EQUINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada	1	
448	HEMOGRAMA COMPLETO - RATOS Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada.	2	
541	HEMOGRAMA COMPLETO - TAPIRUS TERRESTRIS (ANTA) Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada.	2	
511	HEMOGRAMA COMPLETO - TUCANO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada.	2	
613	HEMOGRAMA COMPLETO - CEBUS CAPUCINUS Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada.	2	
542	HEMOGRAMA COMPLETO - LAMA GLAMA - LHAMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada.	2	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
983	HEMOGRAMA E PROTEÍNA PLASMÁTICA TOTAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Mamíferos (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
291	LEUCOGRAMA - AVES E RÉPTEIS Amostra e recipiente de acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Aves e Répteis (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	2	
41	LEUCOGRAMA - PET E ANIMAIS SILVESTRES Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Mamíferos (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
132	MIELOGRAMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Punção de medula óssea em EDTA + lâminas com material de medula óssea (esfregaço ou squash), lâmina de sangue periférico do dia da coleta e resultado de hemograma recente. Informações clínicas, suspeita clínica e sítio de coleta são importantes para a análise. Quantidade necessária: 5 lâminas de esfregaço ou squash com material medular e/ou tubo de EDTA contendo medula óssea. Formas de envio: Lâminas à temperatura ambiente e tubo de EDTA Refrigerada. Espécies atendidas: Todas as espécies.	4	
409	MYCOPLASMA SPP. - PESQUISA DE Amostra e recipiente de acondicionamento: Esfregaço sanguíneo em lâminas fixadas ao ar. Quantidade necessária: 3 lâminas de esfregaço sanguíneo. Formas de envio: Porta-lâminas em temperatura ambiente. Espécies atendidas: Todas.	2	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
358	PESQUISA DE HEMATOZOÁRIOS / INCLUSÕES Amostra e recipiente de acondicionamento: Esfregaço sanguíneo em lâminas fixadas ao ar e/ou sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: 3 lâminas de esfregaço sanguíneo e/ou 1,0mL de sangue total. Formas de envio: Porta-lâminas à temperatura ambiente e tubo de EDTA Refrigerada. Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	 ou
1228	PESQUISA DE HEMOPARASITAS / INCLUSÕES - AVES Amostra e recipiente de acondicionamento: Esfregaço sanguíneo em lâminas fixadas ao ar e/ou sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: 3 lâminas de esfregaço sanguíneo e/ou 0,5mL de sangue total. Formas de envio: Porta-lâminas em temperatura ambiente e tubo de EDTA refrigerada.	1	 ou
1169	PESQUISA DE MICROFILÁRIA - MÉTODO KNOTT MODIFICADO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
43	PLAQUETAS - CONTAGEM DE Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (Tampa roxa) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
246	RETICULÓCITOS - AVES E RÉPTEIS - CONTAGEM DE : Amostra e recipiente de acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada.	2	
717	RETICULÓCITOS FELINO - CONTAGEM DE Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (Tampa roxa) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada.	2	


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
245	RETICULÓCITOS PET - CONTAGEM DE Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (Tampa roxa) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total fresco. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
346	TEMPO DE PROTROMBINA (TP) Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma citratado ou sangue total em tubo de tampa azul (citrato). Enviar ao laboratório em até 4 horas após coleta. Para maior viabilidade de amostra: Coletar o sangue total citratado (tampa azul) respeitando o volume indicado no tubo, homogeneizar e centrifugar em até 4h após a coleta. Separar o plasma em um tubo de transporte e congelar - Identificar que é plasma citratado. Quantidade necessária: 0,5 mL de plasma citratado ou sangue total em citrato conforme volume indicado no tubo Formas de envio: Refrigerada (sangue total em tubo citratado) ou congelada (plasma citratado) Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
1257	TEMPO DE TROMBINA (TT) Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma citratado em tubo de transporte. Coletar o sangue total citratado (tampa azul) respeitando rigorosamente o volume indicado no tubo, homogeneizar e centrifugar imediatamente. Separar o plasma em um tubo de transporte e congelar - Identificar que é plasma citratado. Quantidade necessária: 1,0 mL de plasma citratado. Formas de envio: Congelada. Espécies atendidas: Canina e felina.	3	
347	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA) Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma citratado ou sangue total em tubo de tampa azul (citrato). Enviar ao laboratório em até 4 horas após coleta. Para maior viabilidade de amostra: Coletar o sangue total citratado (tampa azul) respeitando o volume indicado no tubo, homogeneizar e centrifugar em até 4h após a coleta. Separar o plasma em um tubo de transporte e congelar - Identificar que é plasma citratado. Quantidade necessária: 0,5 mL de plasma citratado ou sangue total em citrato conforme volume indicado no tubo. Formas de envio: Refrigerada (sangue total em tubo citratado) ou congelada (plasma citratado) Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
808	TESTE DE REAÇÃO CRUZADA PARA TRANSFUÇÃO CANINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Do doador e do receptor: Sangue total em tubo de EDTA (roxo). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total do doador e do receptor. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	0	



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1100	TESTE DE REAÇÃO CRUZADA PARA TRANSFUSÃO FELINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Do doador e do receptor: Sangue total em tubo de EDTA (roxo). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total do doador e do receptor. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina.	0	
1112	TIPAGEM SANGUÍNEA +TESTE DE COMPATIBILIDADE FELINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Do doador e do receptor: Sangue total em tubo de EDTA (roxo). Quantidade necessária: 1,5 mL de sangue total do doador e do receptor.	1	
713	TIPAGEM SANGUÍNEA CANINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Do doador e do receptor: Sangue total em tubo de EDTA (roxo). Quantidade necessária: 1,5 mL de sangue total do doador e do receptor. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina. Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total em tubo.	0	
710	TIPAGEM SANGUÍNEA FELINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina.	0	



BIOQUÍMICA

TECSA
laboratórios


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
216	ÁCIDO-FÓLICO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada, tubo protegido da luz Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	2	
217	ÁCIDO LÁTICO - LACTATO Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma fluoretado (tubo tampa cinza) em tubo de transporte (separar o plasma pós coleta). Quantidade necessária: 0,5 mL de plasma fluoretado. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	
197	ÁCIDO ÚRICO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador ou tubo heparinizado ou sangue total em tubo (tampa vermelha/ amarela/ verde/ roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
980	ÁCIDOS BILIARES Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou EDTA (Tampa vermelha/amarela/roxo). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e aves (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	
979	ÁCIDOS BILIARES - PRÉ E PÓS-PRANDIAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou EDTA (Tampa vermelha/amarela/roxo). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total de cada coleta Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e aves (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
443	ALBUMINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
112	ALT (TGP) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
94	AMILASE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	
111	AST (TGO) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
95	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada, tubo protegido da luz. Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1172	BROMETO DE POTÁSSIO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte. Quantidade necessária: 1,0 mL de soro. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	15	
96	CÁLCIO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
545	CÁLCIO IÔNICO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador (tampa vermelha/amarela). Efetuar a coleta preferencialmente em tubo a vácuo. Centrifugar a amostra com o tubo fechado, dessorar rapidamente e congelar. Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
231	CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina, felina, equina, bovina.	2	
171	CLORETO (CLORO) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
842	COBRE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tubo tampa vermelha). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro livre de hemólise ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Todas as espécies.	12	
243	COLESTEROL TOTAL Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
1308	COLESTEROL TOTAL, HDL E TRIGLICERÍDES Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	
99	CPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CK TOTAL) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
98	CREATININA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
124	CURVA GLICÊMICA (ATÉ 6 DETERMINAÇÕES) Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em fluoreto de sódio (tubo tampa cinza). Quantidade necessária: 0,5 mL de plasma fluoretado por amostra. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências e protocolos para espécies não convencionais).	1	
260	DIGOXINA - DOSAGEM DE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	5	
264	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina, felina, equina, bovina.	4	
977	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS URINÁRIAS Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina fresca em frasco de tubo cônico (tampa amarela), coletor universal ou tubo estéril. Coletar, preferencialmente, por cistocentese. Para amostras com período superior a 24h de envio, é necessário centrifugar o material, separar o sobrenadante da urina e congelar a amostra. Quantidade necessária: 10,0 mL de urina. Formas de envio: Refrigerada. Congelado: para envio superior a 24h. Espécies atendidas: Canina e felina.	30	


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
374	FATOR REUMATÓIDE CANINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/ amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	2	
997	FENOBARBITAL - 2 DOSAGENS Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou heparina (tubo tampa vermelha/verde). Não utilizar tubo com gel separador (tampa amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,0 mL de sangue total de cada coleta Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
100	FENOBARBITAL - DOSAGEM DE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou heparina (tubo tampa vermelha/verde). Não utilizar tubo com gel separador (tampa amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
1293	FERRITINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte. Quantidade necessária: 1,0 mL de soro. Formas de envio: Congelado Espécies atendida: Canina.	30	
273	FERRO SÉRICO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	2	



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
101	FOSFATASE ALCALINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
1099	FOSFATASE ALCALINA E FRAÇÕES - CANINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 2,0 mL de soro ou 5,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	15	
102	FÓSFORO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
103	FRUTOSAMINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador, heparina ou EDTA (tampa vermelha/amarela/verde/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	
104	GAMA GT Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador, heparina ou EDTA (tampa vermelha/amarela/verde/roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
105	GAMA - GLICOSE Amostras e recipiente para acondicionamento: Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em fluoreto de sódio (tubo tampa cinza) Quantidade necessária: 0,5 mL de plasma ou 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Todas	1	
681	GLICEMIA (GLICOSE) DE AVES Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em fluoreto de sódio (tubo tampa cinza) Quantidade necessária: 0,3 mL de plasma ou 0,6 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves (consultar disponibilidade de referências).	1	
277	GLICOHEMOGLOBINA - HEMOGLOBINA GLICOSILADA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	2	
1119	HAPTOGLOBINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	7	
381	HDL - COLESTEROL FRAÇÃO HDL Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	2	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
705	IGF1 - SOMATOMEDINA C Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte. Após a coleta do sangue total, centrifugar imediatamente e, em seguida separar o soro em tubo de transporte (tampa branca) e congelar imediatamente. Quantidade necessária: 1,0 mL de soro. Formas de envio: Congelada. Espécies atendidas: Canina e felina.	3	
288	LDH - DESIDROGENASE LÁTICA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	2	
106	LIPASE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	3	
627	LIPASEIMUNORREATIVA CANINA (LIPASE ESPECÍFICA CANINA) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	1	
764	LIPASE IMUNORREATIVA FELINA (LIPASE ESPECÍFICA FELINA) Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
107	LÍPIDES TOTAIS Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	
1120	LÍTIO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina e felina.	4	
388	MAGNÉSIO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	2	
331	PERFIL ELETROLÍTICO Sódio, potássio, cloreto (cloro) e cálcio. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
108	POTÁSSIO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou heparina (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
860	PRO BNP CANINO - MARCADOR CARDÍACO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina	3	
966	PRO BNP FELINO - MARCADOR CARDÍACO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina	3	
535	PROTEÍNA C REATIVA CANINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tubo tampa vermelha/amarela/verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro/plasma ou 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	2	
438	PROTEÍNA NA URINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina fresca em coletor universal estéril ou tubo cônico. Quantidade necessária: 1,0 mL de urina. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
984	PROTEÍNA TOTAL PLASMÁTICA Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma de EDTA em tubo de transporte ou sangue total em tubo (tampa roxa) Quantidade necessária: 0,5 mL de plasma ou 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
382	PROTEÍNAS TOTAIS Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
109	PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
193	RELAÇÃO PROTEÍNA CREATININA URINÁRIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina fresca em tubo estéril. Quantidade necessária: 1,0 mL urina. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
909	SDMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
110	SÓDIO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
1096	SSA - SORO AMILÓIDE A - FELINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina	1	
311	TRANSFERRINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina, felina e equina.	2	
113	TRIGLICERÍDEOS Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
868	TRIPSINOGÊNIO (TLI) - TRIPSINA IMUNORREATIVA CANINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	1	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

1185

TRIPSINOGÊNIO (TLI) - TRIPSINA IMUNORREATIVA FELINA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (tampa vermelha/tampa amarela).

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total.

Formas de envio:

Refrigerada.

Espécies atendidas:

Felina.

30



114

UREIA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador, heparina ou EDTA (tampa vermelha/amarela/verde/roxa).

Quantidade necessária:

0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total


Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).

0



318

VITAMINA B12 - CIANOCOBALAMINA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou com heparina (tampa vermelha/amarela/verde).

Quantidade necessária:

0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total

Formas de envio:

Refrigerada, tubo protegido da luz.

Espécies atendidas:

Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).

2



843

ZINCO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo desmineralizado (tampa branca)

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total.

Formas de envio:

Refrigerada.

Espécies atendidas:

Canina e felina.

Observação:

No processo de separação do soro, não usar luvas de látex que contenham talco ao manipular as amostras, pois o talco contém óxido de zinco e pode contaminar a amostra. Dê preferência a luvas de plástico no ato da manipulação.

12





UROANÁLISES

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
219	CÁLCULO URINÁRIO - ANÁLISE DE Amostra e recipiente de acondicionamento: Cálculo urinário limpo e seco em frasco estéril. Quantidade necessária: Peso mínimo de 50,0 mg ou 0,5 cm de diâmetro. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Canina e felina.	2	
982	CRISTALOGRAFIA DE CÁLCULOS URINÁRIOS Amostra e recipiente de acondicionamento: Cálculo urinário limpo e seco em coletor universal estéril. Quantidade necessária: Mínimo de 0,5 g. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Todas as espécies.	22	
977	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS URINÁRIAS Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina em frasco de tubo cônico (tampa amarela), coletor universal ou frasco/tubo estéril. Coletar, preferencialmente, por cistocentese. Evitar que o paciente urine 2h antes do exame. Para amostras com período superior a 24h de envio, é necessário centrifugar o material, separar o sobrenadante da urina e congelar a amostra. Quantidade necessária: 10,0 mL de urina. Formas de envio: Refrigerada. Congelado: caso amostra com envio superior a 24h. Espécies atendidas: Canina e felina.	30	
193	RELAÇÃO PROTEÍNA CREATININA URINÁRIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina fresca em tubo estéril. Quantidade necessária: 1,0 mL urina. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
234	URINA ROTINA ou URINA TIPO I Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina fresca em coletor universal estéril. Quantidade necessária: 6,0 mL urina. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
634	RELAÇÃO CORTISOL CREATININA URINÁRIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina acondicionada em tubo estéril. Quantidade necessária: 1,0 mL urina. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
368	SEDIMENTOSCOPIA DE URINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Urina fresca em coletor universal estéril. Quantidade necessária: 5,0 mL de urina. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	



DIVERSOS

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1174	ANTICORPO ANTI-RECEPTOR DE ACETILCOLINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte. Não enviar sangue total. Quantidade necessária: 1,5 mL de soro Formas de envio: Refrigerado. Congelar a amostra quando o envio para o laboratório ultrapassar 48 horas da coleta. Espécies atendidas: Canina e felina.	30	
1172	BROMETO DE POTÁSSIO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte. Quantidade necessária: 1,0 mL de soro. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	15	 ou 
444	CÁLCULO BILIAR - ANÁLISE DE Amostra e recipiente de acondicionamento: Cálculo biliar acondicionado em coletor universal estéril. Quantidade necessária: 0,5 g de cálculo. Formas de envio: Temperatura ambiente. Espécies atendidas: Todas as espécies.	6	
1254	CICLOSPORINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em EDTA. Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Canina e felina. Observação: Recomendado coletar a amostra 1 h e meia a 2 h após administração do medicamento ou antes da próxima dose.	8	
244	COLINESTERASE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerado. Espécies atendidas: Mamíferos, aves e répteis.	7	 ou  ou 

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
260	DIGOXINA - DOSAGEM DE Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	5	
705	IGF1 - SOMATOMEDINA C Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte. Após a coleta do sangue total, centrifugar imediatamente e, em seguida separar o soro em tubo de transporte (tampa branca) e congelar imediatamente. Quantidade necessária: 1,0 mL de soro. Formas de envio: Congelado. Espécies atendidas: Canina e felina.	3	
306	PACOTE TOXICOLÓGICO - PESQUISA DE 01 ITEM Amostra e recipiente de acondicionamento: Conteúdo estomacal, fígado, rim (fragmento/órgão), alimento suspeito em coletor universal; sangue em tubo de EDTA (tampa roxa) Quantidade necessária: 300g de vísceras ou alimento suspeito e/ou 10,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerado ou congelado. Espécies atendidas: Canina, felina, equina e ruminantes. Observação: Especificar qual a classe de interesse para análise: Clorofosforado, Organofosforado, Organoclorado, Cumarínico, Piretroide, Estricnina, Cianeto, Carbamato, Chumbo, Arsênio ou Mercúrio.	15	
304	PACOTE TOXICOLÓGICO COMPLETO Amostra e recipiente de acondicionamento: Conteúdo estomacal, fígado, rim (fragmento/órgão), alimento suspeito em coletor universal; sangue em tubo de EDTA (tampa roxa) Quantidade necessária: 300g de vísceras ou alimento suspeito e/ou 20,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerado ou congelado. Espécies atendidas: Canina, felina, equina e ruminantes. Observação: Análises: Arsênio, Chumbo, Mercúrio, Aldicarb, Aldrin, BHC Alfa, BHC Beta, BHC Delta, BHC Gama, Carbaril, Carbofurano, Cianeto, Cipermetrina, Clorpirifós etil, Clorpirifós metil, Cumarina, Deltametrina, Diazinon, Dieldrin, Endossulfan I, Endossulfan II, Endossulfan sulfato, Endrin, Estricnina, Etion, Heptacloro, Heptacloro epóxido, Malation, Metoxicloro, p.p'DDD, p.p'DDE, p.p'DDT, Paration etílico, Paration metílico, Permetrina, Phorate, Pirimifós metil, Propoxur.	15	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
859	TROPONINA CANINA I - MARCADOR CARDÍACO Amostras e recipiente para acondicionamento: Plasma em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: 0,5mL plasma ou 1,0 mL de sangue Formas de envio: Refrigerada ou Congelada. Espécies atendidas: Canina	2	
860	PRO BNP CANINO - MARCADOR CARDÍACO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	3	
966	PRO BNP FELINO - MARCADOR CARDÍACO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina.	3	
535	PROTEÍNA C REATIVA CANINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tubo tampa vermelha/amarela/verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro/plasma ou 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	2	
1096	SSA - SORO AMILOIDE A - FELINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela/verde). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina.	1	
317	VITAMINA A - RETINOL Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo âmbar (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada, tubo protegido da luz. Espécies atendidas: Canina e felina.	8	



TESTES GENÉTICOS

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
881	ASTENIA REGIONAL DÉRMICA HEREDITÁRIA EQUINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) ou pelos com bulbo (coletor universal estéril). Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total ou cerca 50 fios de pelos. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equinos. Observação: Escovar o animal antes de retirar os pelos para que não venha sujeira na amostra.	12	 ou 
888	ATROFIA RETINIANA PROGRESSIVA (PRCD-PRA) - CANINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Não recomendada a realização do exame em animais prenhes, pois pode haver interferência de material genético fetal. Importante aguardar 7-15 dias após nascimento para realizar a coleta.	12	
892	CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA FELINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina. Observação: Não recomendada a realização do exame em animais prenhes, pois pode haver interferência de material genético fetal. Importante aguardar 7-15 dias após nascimento para realizar a coleta. Exame específico para as raças: Ragdoll e Maine Coon.	12	
889	COLAPSO INDUZIDO POR EXERCÍCIO (EIC) - CANINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) ou esfregaço oral com swab sem meio ou escova citológica. Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total ou 3 swabs ou escovas. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Para coletar esfregaço bucal, deve-se esfregar pelo menos 10 vezes a escova na face interna da bochecha. De preferência, o swab não deve ser passado na gengiva, dentes ou língua. Swabs orais não são recomendados para filhotes em amamentação por conter muitas células da mucosa mamária da mãe na boca.	12	 ou  ou 

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1159	DOENÇA DE VON WILLEBRAND TIPO 1 Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina. Observação: As principais raças descritas com a presença da mutação são: Australian Labradoodle, Bernese Mountain Dog, Cardigan Welsh Corgi, Coton de Tulear, Doberman Pinscher, Drentsche Patrijshond, Dutch Partridge Dog, German Pinscher, Goldendoodle, Irish Red and White Setter, Irish Setter, Kerry Blue Terrier, Labradoodle, Manchester Terrier, Papillon, Pembroke Welsh Corgi, Poodle, Stabyhoun e West Highland White Terrier.	12	
891	DOENÇA DO RIM POLICÍSTICO EM FELINOS (PKD1) - FELINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina. Observação: As seguintes raças podem apresentar esta mutação: Persas, raças derivadas dos persas (British Longhair, British Shorthair, Burmilla, Domestic Shorthair, Exotic Longhair, Exotic Shorthair, Foldex, Highland Fold, Highland Straight, Himalaia) Devon Rex e Siberian.	12	
885	HIPERTERMIA MALIGNA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) ou pelos com bulbo. Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total ou cerca 50 fios de pelos. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina. Observação: Escovar o animal antes de retirar os pelos para que não venha sujeira na amostra.	12	
883	MIOPATIA POR ACÚMULO DE POLISSACARÍDEO 1 Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) ou pelos com bulbo (coletor universal estéril). Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total ou cerca de 50 fios de pelos. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina. Observação: Escovar o animal antes de retirar os pelos para que não venha sujeira na amostra.	12	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
890	PAINEL DOENÇAS GENÉTICAS CANINAS Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: 3,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina. Observação: Esse painel compreende as seguintes doenças: - Atrofia Retiniana Progressiva - Colapso Induzido por Exercício	12	
884	PARALISIA PERIÓDICA HIPERCALÊMICA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) ou pelos com bulbo (coletor universal estéril). Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue ou cerca de 50 fios de pelos. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina. Observação: Escovar o animal antes de retirar os pelos para que não venha sujeira na amostra.	12	 ou 
887	RESISTÊNCIA A DROGAS (MDR1) - CANINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Quantidade necessária: 3,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	7	
369	SEXAGEM AVIÁRIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Amostras com bulbo de penas ou sangue em papel filtro. Quantidade necessária: Penas: Mínimo de 5 penas retiradas da região da asa e/ou cauda. Penas retiradas da região peitoral: são necessárias 15 penas com bulbo. Sangue: 3 gotas de sangue em papel filtro. Esperar secar sem exposição à luz para envio. Formas de envio: Recipiente ou envelope escuro e fechado, evitando a exposição à luz. Espécies atendidas: Aves. Observação: Para uma coleta adequada, é necessário que seja feita a higienização das mãos entre a coleta de uma ave e outra e também dos materiais utilizados, a fim de evitar contaminação da amostra. As amostras devem ser armazenadas por um período máximo de 3 dias até o envio em local seco e sem exposição à luz.	5	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

882

SÍNDROME LETAL DO OVERO BRANCO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (tampa roxa) ou pelos com bulbo (coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

2,0 mL de sangue total ou cerca de 50 fios de pelos.

Formas de envio:

Refrigerada.

Espécies atendidas:

Equina.

Observação:

Escovar o animal antes de retirar os pelos para que não venha sujeira na amostra.

12





ou








ANIMAIS SILVESTRES

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
197	ÁCIDO ÚRICO: Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador ou tubo heparinizado ou sangue total em tubo (tampa vermelha/ amarela/ verde/ roxa). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
980	ÁCIDOS BILIARES Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou EDTA (Tampa vermelha/amarela/roxo). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e aves (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	
267	ERITROGRAMA - AVES E RÉPTEIS Amostras e recipiente para acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total. Forma de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e Répteis Observação: Respeitar a proporção anticoagulante/sangue; atentar-se ao volume indicado pelo tubo utilizado.	2	
135	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - DIRETO E FLUTUAÇÃO - AVES E RÉPTEIS Amostra e recipiente de acondicionamento: Fezes frescas em frasco coletor Quantidade necessária: 10g de fezes Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e Répteis.	2	
681	GLICEMIA (GLICOSE) DE AVES SILVESTRES Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em fluoreto de sódio (tubo tampa cinza) Quantidade necessária: 0,3 mL de plasma ou 0,6 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves (consultar disponibilidade de referências).	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
143	HEMOGRAMA COMPLETO - AVES E RÉPTEIS Amostras e recipiente para acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total. Forma de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e Répteis	2	
1270	HISTOPATOLÓGICO ANIMAL SILVESTRE Amostras e recipientes para acondicionamento: Fragmentos de tecidos retirados por biópsia incisional ou excisional. O exame contempla avaliação de margens presumidas quando aplicável. As informações clínicas pertinentes são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Formas de envio: Amostras fixadas em formol 10 Espécies atendidas: Animais silvestres Observação: O prazo pode se estender de acordo com a complexidade do caso, necessidade de colorações especiais, recortes, necessidade de informações clínicas complementares e processos de descalcificação de amostras ósseas ou calcificadas.	17	
291	LEUCOGRAMA - AVES E RÉPTEIS Amostras e recipiente para acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total. Forma de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e Répteis.	2	
1202	PERFIL CHECK UP COMPLETO - AVES E RÉPTEIS Hemograma completo, ácido úrico, AST, CPK, LDH, creatinina, colesterol total : Amostra e recipiente de acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo(tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Répteis: Sangue total em tubo com heparina (tampa verde) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total em tubo tampa vermelha, amarela ou verde. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e Répteis.	1	


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1201	PERFIL CHECK UP SIMPLES - AVES E RÉPTEIS Hemograma Completo, ácido úrico, AST, CPK Amostra e recipiente de acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo(tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Répteis: Sangue total em tubo com heparina (tampa verde) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total em tubo tampa vermelha, amarela ou verde. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e Répteis	1	
1204	PERFIL HEPÁTICO - AVES E RÉPTEIS AST, CPK e LDH. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou com heparina (tampa verde) Quantidade necessária: 0,3 mL de soro ou plasma, ou 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e répteis.	0	
1203	PERFIL RENAL - AVES E RÉPTEIS Ácido úrico e creatinina Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,2 mL de soro ou plasma ou 0,6 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e répteis.	1	
1228	PESQUISA DE HEMOPARASITAS / INCLUSÕES - AVES Amostra e recipiente de acondicionamento: Esfregaço sanguíneo em lâminas fixadas ao ar e/ou sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa). Quantidade necessária: 3 lâminas de esfregaço sanguíneo e/ou 0,5mL de sangue total Formas de envio: Porta-lâminas em temperatura ambiente e tubo de EDTA refrigerado.	1	
246	RETICULÓCITOS - AVES E RÉPTEIS - CONTAGEM DE Amostra e recipiente de acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada.	2	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
369	SEXAGEM AVIÁRIA - PCR - POLYMERASE CHAIN REACTION Amostra e recipiente de acondicionamento: Amostras com bulbo de penas ou sangue em papel filtro. Quantidade necessária: Penas: Mínimo de 5 penas retiradas da região da asa e/ou cauda. Penas retiradas da região peitoral são necessárias 15 penas com bulbo. Sangue: 3 gotas de sangue em papel filtro. Esperar secar sem exposição à luz para envio. Formas de envio: Recipiente ou envelope escuro e fechado, evitando a exposição à luz. Espécies atendidas: Aves. Observação: Para uma coleta adequada, é necessário que seja feita a higienização das mãos entre a coleta de uma ave e outra e também dos materiais utilizados, a fim de evitar contaminação da amostra. As amostras devem ser armazenadas por um período máximo de 3 dias até o envio em local seco e sem exposição à luz.	5	



PERFIL TECSA FACILITADORES

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
801	CHECK UP GLOBAL PLUS Fosfatase alcalina, GGT, AST, amilase, ureia, creatinina, fosforo, cálcio, proteínas totais e frações, colesterol total, ácido úrico, CPK, bilirrubinas totais e frações, relação ureia/creatinina, ALT, glicose, lipase e triglicerídeos. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Plasma fluoretado em tubo de transporte ou sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza) Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total + 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	
1004	CHECK UP GLOBAL DE FUNÇÕES COM HEMOGRAMA (SEM GLICOSE) Hemograma completo, fosfatase alcalina, GGT, AST, amilase, ureia, creatinina, fosforo, cálcio, proteínas totais e frações, colesterol total, ácido úrico, CPK, bilirrubinas totais e frações, relação ureia/creatinina e ALT. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	0	
788	CHECK UP GLOBAL DE FUNÇÕES COM HEMOGRAMA Hemograma completo, fosfatase alcalina, GGT, AST, amilase, ureia, creatinina, fosforo, cálcio, proteínas totais e frações, colesterol total, ácido úrico, CPK, bilirrubinas totais e frações, relação ureia/creatinina, glicose e ALT. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina	1	
841	PERFIL ESPECIAL 2 Leishmaniose canina (ELISA + RIFI), hemograma, AST, ALT, ureia e creatinina Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	1	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

1115

PERFIL ACOMPANHAMENTO EPILEPSIA

Hemograma Completo, ureia, creatinina, fosfatase alcalina, ALT, proteínas totais e frações, colesterol total, triglicerídios, sódio, potássio, fósforo, cálcio, cálcio iônico e fenobarbital.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:


1,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).



1287

PERFIL ACOMPANHAMENTO PARA DOENTE RENAL FELINO BÁSICO

Hemograma completo, sódio, potássio, cloreto, cálcio iônico, cálcio total, fósforo, ureia, creatinina, proteínas totais e frações, SDMA

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total (tampa roxa) + soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:


1,0 mL sangue total + 1,0 mL soro ou 3,0 mL sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Felina.



811

PERFIL ANIMAL DE BIOTÉRIO

Hemograma completo, creatinina, urina, ALT, AST, proteínas totais e colesterol total.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:


0,5 mL de sangue total em tubo tampa roxa + 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total.

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Camundongo.



1304

PERFIL BIOQUÍMICO AMPLIADO

Ureia, creatinina, fósforo, cálcio, sódio, cloreto, potássio, ALT, AST, gama GT, fosfatase alcalina, proteína total e frações, bilirrubina total e frações, colesterol total, glicose e triglicerídeos

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL soro ou 3,0 mL sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies). convencionais).



324

PERFIL BIOQUÍMICO BÁSICO

ALT, fosfatase alcalina, proteína total e frações, bilirrubina total e frações, ureia, creatinina e colesterol total

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL soro ou 3,0 mL sangue total.



Formas de envio:

Refrigerada.

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina.



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
856	PERFIL CHECK UP CARDIO - RENAL Hemograma completo, CPK, proteína C reativa canina, ALT, proteínas totais e frações, cálcio, ureia, creatinina, triglicerídeos, sódio, potássio, colesterol total e fosfatase alcalina. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	2	
1305	PERFIL CHECK UP CARE AMPLIADO Hemograma completo, ureia, creatinina, fósforo, cálcio, sódio, cloreto, potássio, ALT, AST, gama GT, fosfatase alcalina, proteína total e frações, bilirrubina total e frações, colesterol total, glicose, triglicerídeos Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL sangue total + 1,0 mL soro ou 3,0 mL sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	0	
1306	PERFIL CHECK UP CARE BÁSICO Hemograma completo, ureia, creatinina, proteína total e frações, ALT, AST, FA, gama GT, bilirrubina total e frações Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL sangue total + 1,0 mL soro ou 3,0 mL sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	0	
1202	PERFIL CHECK UP COMPLETO - AVES E RÉPTEIS Hemograma Completo, ácido úrico, AST, CPK, LDH, creatinina, colesterol total Amostra e recipiente de acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Répteis: Sangue total em tubo com heparina (tampa verde) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e Répteis.	1	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

233

PERFIL CHECK UP DE EMERGÊNCIA

Hemograma completo, creatinina, ureia, ALT e urina rotina.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Urina em frasco coletor estéril

Quantidade necessária:

1,0 mL de sangue total + 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total + 5,0 mL de urina em frasco coletor estéril


Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Todas (consultar disponibilidade de referências e protocolos para espécies não convencionais).

0



570

PERFIL CHECK UP GLOBAL DE FUNÇÕES

Creatinina, ureia, fosfatase alcalina, gama GT, ALT, AST, amilase, glicose, fósforo, cálcio, proteínas totais e frações, colesterol total, ácido úrico, CPK, bilirrubina total e frações e relação ureia/creatinina.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza)

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total+ 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,0 mL de sangue total.


Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).

0



812

PERFIL CHECK UP SILVESTRES

Hemograma completo, pesquisa de hematozoários/inclusões, AST, ALT, ácido úrico, creatinina e fosfatase alcalina.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde)

Quantidade necessária:

0,5 mL de sangue total + 0,5 mL de soro ou 1,0 mL de sangue total


Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Animais silvestres (consultar disponibilidade para as espécies).

1



1216

PERFIL CHECK-UP COMPLETO -ROEDORES

Hemograma Completo, CPK, AST, ALT, ureia, creatinina, bilirrubinas total e frações

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)


Quantidade necessária:


0,5 mL de sangue total +1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total

Formas de envio:


Refrigerada

1



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1222	PERFIL CHECK-UP COMPLETO - LAGOMORFOS Hemograma Completo, CPK, AST, fosfatase alcalina, ureia, creatinina, proteínas totais e frações Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada	1	
1201	PERFIL CHECK-UP SIMPLES - AVES E RÉPTEIS Hemograma Completo, ácido úrico, AST, CPK Amostra e recipiente de acondicionamento: Aves: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Répteis: Sangue total em tubo com heparina (tampa verde) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada	1	
1221	PERFIL CHECK-UP SIMPLES - LAGOMORFOS Hemograma Completo, AST, ureia, creatinina Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total + 1 mL de soro ou 2 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada	1	
1215	PERFIL CHECK-UP SIMPLES - ROEDORES Hemograma Completo, AST, ureia, creatinina. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
591	PERFIL COAGULOGRAMA Tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e fibrinogênio. Amostra e recipiente de acondicionamento: Plasma citratado ou sangue total em tubo de tampa azul (citrato). Enviar ao laboratório em até 4 horas após coleta. Para maior viabilidade da amostra: Coletar o sangue total citratado (tampa azul) respeitando o volume indicado no tubo, homogeneizar e centrifugar em até 4h após a coleta. Separar o plasma em um tubo de transporte e congelar - Identificar que é plasma citratado. Quantidade necessária: 0,5 mL de plasma citratado. Respeitar a proporção anticoagulante/sangue Formas de envio: Refrigerada (sangue total em tubo citratado) ou congelada (plasma citratado) Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
316	PERFIL COMPLEMENTAR PARA LEISHMANIOSE Hemograma Completo, leishmaniose canina (ELISA + RIFI), ALT, ureia, creatinina, proteínas totais e frações. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tubo tampa roxa) + soro em tubo de transporte (preferencialmente), tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou tubo com gel separador (tubo tampa amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina	1	
943	PERFIL COMPLEMENTAR P/LEISHMANIOSE II Hemograma Completo, leishmaniose canina diluição total, ALT, ureia, creatinina, proteínas totais e frações. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tubo tampa roxa), soro em tubo de transporte (preferencialmente), tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou tubo com gel separador (tubo tampa amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina	2	
326	PERFIL COMPLETO PARA HEMOPARASITAS Hemograma completo, Babesia IgG, Ehrlichia IgG, pesquisa de <i>Mycoplasma spp.</i> Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tubo tampa roxa) + soro em tubo de transporte (preferencialmente), tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou tubo com gel separador (tubo tampa amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina	2	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
330	PERFIL DIAGNÓSTICO COMPLETO DE LEISHMANIOSE Hemograma completo, ALT, fosfatase alcalina, creatinina, leishmaniose canina (Elisa + RIFI), Babesia IgM, Ehrlichia IgG, eletroforese de proteínas Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de Sangue total + 2,0 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	2	
1223	PERFIL DIAGNÓSTICO DIABETES MELLITUS Frutossamina, glicose, glicohemoglobina, urina rotina, colesterol, fosfatase alcalina Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + sangue total em tubo de fluoreto de sódio (tubo tampa cinza) + Urina fresca em coletor universal Quantidade necessária: 1,0mL de sangue total + 0,5mL de plasma fluoretado + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total + 5,0 mL de urina Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina.	2	
527	PERFIL DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO LEPTOSPIROSE Leptospiriose por microaglutinação (triagem), AST, ALT, bilirrubina total e frações e fosfatase alcalina Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	2	
331	PERFIL ELETROLÍTICO Sódio, potássio, cloreto (cloro) e cálcio. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de soroo 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

1086

PERFIL ELETROLÍTICO COMPLETO

Sódio, potássio, cloreto (cloro), cálcio iônico, magnésio e fósforo

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).

1



533

PERFIL FILHOTE 1 - CANINO

Hemograma completo, parasitológico de fezes, Cinomose IgM, Parvovirose IgM

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo/gel separador (Tampa vermelha/amarela) + Fezes frescas em coletor universal.

Quantidade necessária:

0,5 mL de Sangue total + 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total + 5g de fezes em coletor universal


Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina.

1



534

PERFIL FILHOTE 2 - CANINO

Hemograma completo, pesquisa de hematozoários, parasitológico de fezes, Cinomose IgG, Parvovirose IgG

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo/gel separador (Tampa vermelha/amarela) + Fezes frescas em coletor universal.

Quantidade necessária:

0,5 mL de Sangue total + 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total + 5g de fezes em coletor universal


Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina.

2



167

PERFIL GERIÁTRICO I

Hemograma completo, creatinina, ureia, glicose e urina rotina.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)+ Sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza) + Urina em frasco coletor estéril

Quantidade necessária:

1,0 mL de sangue total + 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total + 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,5 mL de sangue total + 5,0 mL de urina em frasco coletor estéril


Formas de envio:





Refrigerada



Espécies atendidas:




Todas (consultar disponibilidade de referências e protocolos para espécies não convencionais).




0



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
332	PERFIL GERIÁTRICO II Hemograma completo, creatinina, ureia, ALT, glicose, T4 livre - quimioluminescência, e urina rotina. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)+ Sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza) + Urina em frasco coletor estéril Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total + 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,5 mL de sangue total+ 5,0 mL de urina em frasco coletor estéril Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina.	2	
944	PERFIL GERIÁTRICO III- COM SDMA E PROBNP CANINO Hemograma completo, creatinina, ureia, SDMA, ALT, PRO BNP Canino, glicose, T4 livre - quimioluminescência e urina rotina. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)+ Sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza) + Urina em frasco coletor estéril Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total + 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,5 mL de sangue total + 5,0 mL de urina em frasco coletor estéril Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	5	
333	PERFIL HEPÁTICO Bilirrubina total e frações, proteínas totais e frações, ALT, lipídes totais, fosfatase alcalina e AST. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	0	
1204	PERFIL HEPÁTICO - AVES E RÉPTEIS AST, CPK e LDH. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou com heparina (tampa verde). Quantidade necessária: 0,3 mL de soro ou plasma ou 1,0 mL de sangue total, amarela ou verde. Formas de envio: Refrigerada	0	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
477	PERFIL HEPÁTICO - CAMUNDONGO Proteína total, bilirrubina total, ALT, AST, fosfatase alcalina e lipídeos totais. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada	1	
1220	PERFIL HEPÁTICO COMPLETO - ROEDORES AST, ALT, bilirrubina total e frações e proteínas totais e frações. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,3 mL de soro ou plasma, ou 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada	1	
1219	PERFIL HEPÁTICO SIMPLES - ROEDORES AST e ALT. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,2 mL de soro ou plasma, ou 0,8 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada	1	
334	PERFIL HIPERADRENOCORTICISMO Hemograma, sódio, potássio, ureia e cortisol basal - quimioluminescência Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
373	PERFIL HIPERTIREOIDISMO 1 Hemograma completo, TSH - quimioluminescência, T4 livre - quimioluminescência, creatinina e ALT. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).		
697	PERFIL HIPERTIREOIDISMO 2 Hemograma completo, TSH, T4 livre pós-diálise - RIE, T4 total - RIE, creatinina e ALT. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina		
853	PERFIL HIPOADRENOCORTICISMO Hemograma completo, cortisol basal - quimioluminescência, ureia, creatinina, glicose, proteínas totais e frações, sódio e potássio. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Sangue total em tubo de fluoreto de sódio (tubo tampa cinza). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total + 0,5 mL de plasma fluoretado Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies)		
336	PERFIL HIPOTIREOIDISMO 1 Hemograma completo, TSH, T4 livre - quimioluminescência, colesterol e fosfatase alcalina. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total e Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies)		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
696	PERFIL HIPOTIREOIDISMO 2 Hemograma completo, TSH - quimioluminescência, T4 livre pós-diálise -RIE, T4 total -RIE, ALT, creatinina. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL sangue total + 2,0 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina.	2	
582	PERFIL LEISHMANIOSE (ELISA+ RIFI) E PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,5 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	1	
1199	PERFIL METABÓLICO Colesterol total, triglicerídeos e glicose Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total+ 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,5 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
337	PERFIL MUSCULAR CPK, LDH, AST. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
844	PERFIL NUTRICIONAL - VITAMINAS, MINERAIS E HEMOGRAMA Hemograma completo, vitamina A (retinol), vitamina B12, cobre, zinco, ácido fólico, cálcio, fósforo, sódio, magnésio. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tubo tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou desmineralizado (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo/gel separador (Tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL Sangue total + 5,0 mL de soro ou 10,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina Observação: Enviar o tubo protegido da luz, envolto em papel alumínio ou opaco.	12	
339	PERFIL OBESIDADE Hemograma completo, TSH, T4 Livre, cortisol basal - todos por quimioluminescência, colesterol total, glicemia, ureia, creatinina Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em EDTA (tubo tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Plasma fluoretado (tubo tampa cinza). Quantidade necessária: 1,0 mL sangue total + 1,5 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total + 0,5 plasma fluoretado ou 1,5 mL de sangue Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies)	2	
1111	PERFIL OBESIDADE II Hemograma completo, TSH, T4 Livre – quimioluminescência, cortisol basal - quimioluminescência, colesterol total, triglicerídeos, glicose, glicohemoglobina, ureia, creatinina Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em EDTA (tubo tampa roxa) + soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Plasma fluoretado (tubo tampa cinza). Quantidade necessária: 1,0 mL sangue total + 1,5 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total + 0,5 plasma fluoretado ou 1,5 mL de sangue Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina	2	
1104	PERFIL PRÉ-ANESTÉSICO FELINO Hemograma completo, croteína cotal e frações, creia, creatinina, ALT, GGT Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tubo tampa roxa), soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL sangue + 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina.	0	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

1164

PERFIL PRÉ-CIRURGICO ESTENDIDO

Hemograma, creatinina, ureia, ALT e fosfatase alcalina.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:


1,0 mL Sangue total + 0,5 mL soro ou 2,0 mL sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).



348

PERFIL PRÉ-ANESTÉSICO I

Creatinina, ureia, proteínas totais e frações, fosfatase alcalina, ALT e glicose.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza)

Quantidade necessária:


0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total + 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,5 mL de sangue total.

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).



836

PERFIL PRÉ-ANESTÉSICO II

Hemograma completo, proteínas totais e frações, ureia, creatinina, fosfatase alcalina e ALT.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:


1,0 mL de sangue total + 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).



840

PERFIL PRÉ-ANESTÉSICO III

Hemograma completo, creatinina, ureia, fosfatase alcalina, glicose e ALT.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + Sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:


1,0 mL de sangue total + 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total + 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,5 mL de sangue total em tubo tampa cinza.

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1203	PERFIL RENAL - AVES E RÉPTEIS Ácido úrico e creatinina Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,2 mL de soro ou plasma ou 0,6 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Aves e répteis.	1	
349	PERFIL RENAL BÁSICO Creatinina e ureia Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	
869	PERFIL RENAL COM HEMOGRAMA Hemograma completo, creatinina e ureia Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total + 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	0	
837	PERFIL RENAL COMPLETO Creatinina, ureia, urina rotina e relação proteína creatinina urinária Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Urina em frasco coletor estéril Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total + 5,0 mL de urina em frasco coletor estéril. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1218	PERFIL RENAL COMPLETO - ROEDORES Creatinina, ureia, fósforo, potássio e sódio Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada	1	
1225	PERFIL RENAL GLOBAL Creatinina, ureia, SDMA, urina rotina e relação proteína creatinina urinária. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) + Urina em frasco coletor estéril Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 1,5 mL de sangue total + 5 mL de urina em frasco coletor estéril. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina.	1	
908	PERFIL RENAL PRECOCE - SDMA / DIMETILARGININA SIMÉTRICA Creatinina, ureia e SDMA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 1 mL de soro ou plasma ou 3 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina e felina.	0	
1217	PERFIL RENAL SIMPLES - ROEDORES Creatinina e ureia Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) ou sangue total em tubo heparinizado (tampa verde) Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma, ou 1,5 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada	0	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
714	PERFIL TIPAGEM SANGUÍNEA + HEMOGRAMA CANINO Hemograma e tipagem sanguínea de canino Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL de Sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina.	0	
711	PERFIL TIPAGEM SANGUÍNEA + HEMOGRAMA FELINO Hemograma e tipagem sanguínea de gatos Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL de Sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Felina.	0	
125	PERFIL TIREOIDEANO 1 T4 livre, T4 total e TSH - todos por quimioluminescência Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	1	
695	PERFIL TIREOIDEANO 2 T4 livre (RIE), T4 total (RIE) e TSH - quimioluminescência Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	2	
679	PERFIL TRIAGEM FELINOS Hemograma completo, Coronavírus Felino Sorologia IFI, Toxoplasmose Felina, FIV / FeLV imunocromatografia (Leucemia e Imunodeficiência Felina). Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Felina.	2	

702

PERFIL TRIAGEM HORMONAL - FÊMEAS

T4 Total (RIE), cortisol basal (RIE), progesterona e estradiol - quimioluminescência

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total.

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).

2



703

PERFIL TRIAGEM HORMONAL - MACHOS

T4 Total (RIE), cortisol basal (RIE), Testosterona e TSH - quimioluminescência

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro.

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).

2





EQUÍDEOS

TECSA
laboratórios

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
AIE ELISA	ANEMIA INFECCIOSAEQUINA - ELISA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	2	
AIEIDGA	ANEMIA INFECCIOSAEQUINA - IDGA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	4	
881	ASTENIA REGIONAL DÉRMICA HEREDITÁRIA EQUINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) ou pelos com bulbo. Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue ou cerca 50 fios de pelos. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina. Observação: Escovar o animal antes de retirar os pelos para que não venha sujeira na	12	
227	BRUCELOSE EQUINA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	4	
801	CHECK UP GLOBAL PLUS Fosfatase alcalina, GGT, AST, amilase, ureia, creatinina, fosforo, cálcio, proteínas totais e frações, colesterol total, ácido úrico, CPK, bilirrubinas totais e frações, relação ureia/creatinina, ALT, glicose, lipase e triglicerídeos. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1004	CHECK UP GLOBAL DE FUNÇÕES COM HEMOGRAMA (SEM GLICOSE) Hemograma, fosfatase alcalina, GGT, AST, amilase, ureia, creatinina, fósforo, cálcio, proteínas totais e frações, colesterol total, ácido úrico, CPK, bilirrubina total e frações, relação ureia/creatinina e ALT. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total em tubo tampa vermelha ou amarela Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	0	
1094	ENCEFALOMIELOEQUINA - SOROLOGIA Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Líquor em tubo de transporte (tampa branca). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou líquido ou 2,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	10	
372	ERITROGRAMA - EQUINO Amostras e recipiente para acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Equina.	1	
146	HEMOGRAMA COMPLETO - EQUINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo de tampa roxa (EDTA). Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Equina.	1	
420	HERPESVÍRUS EQUINO - SORONEUTRALIZAÇÃO Preparo de Paciente: Recomendado jejum alimentar de 8 horas Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	7	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

1265

HERPESVÍRUS EQUINO 1(EHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Swab nasal ou nasofaríngeo profundo (um de cada narina).

Sangue total em tubo (tampa roxa).

Líquor (Tubo de transporte).

Fragmento de tecido (pulmão, fígado, cérebro ou medula espinhal) (Coletor universal estéril).

Quantidade necessária:

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquido.

Formas de envio:

Refrigerada ou congelada.

Observação:

- Caso queira realizar avaliação em pool (combinação de amostras para o mesmo teste), considere envio de até 3 amostras e informe ao laboratório na requisição.
- Para o envio de swab, recomendamos coletar 2-3 swabs por sítio para otimizar a recuperação de material genético durante o teste.
- Os swabs nasais/nasofaríngeos são utilizados para detectar animais que excretam o vírus ou que foram recentemente expostos a um caso confirmado. Recomenda-se uma amostra de Sangue total em tubo de animais sintomáticos para detectar viremia.
- O teste no líquido é aplicável nos quadros neurológico suspeitos para EHV-1.
- O teste detecta todas as variantes conhecidas para EHV-1, incluindo a variante neuropatogênica, embora não faça diferenciação entre elas.



1

885

HIPERTERMIA MALIGNA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Sangue total em tubo (Tampa roxa) ou pelos com bulbo.

Quantidade necessária:

2,0 mL de sangue ou cerca 50 fios de pelos.

Formas de envio:

Refrigerada.

Espécies atendidas:

Equinos.

Observação:

Escovar o animal antes de retirar os pelos para que não venha sujeira na amostra.



12

1002

INSULINA ENDÓGENA EQUINA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).

Quantidade necessária:

0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total.

Formas de envio:

Refrigerada.

Espécies atendidas:

Equina.



5

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
883	MIOPATIA POR ACÚMULO DE POLISSACARÍDEO 1 Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) ou pelos com bulbo em frasco estéril. Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue ou cerca de 50 fios de pelos. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina. Observação: Escovar o animal antes de retirar os pelos para que não venha sujeira na amostra.	12	 ou
300	NEOSPORA EQUINO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 0,5 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	5	 ou
884	PARALISIA PERIÓDICA HIPERCALÊMICA Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (Tampa roxa) ou pelos com bulbo. Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue ou cerca de 50 fios de pelos. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina. Observação: Escovar o animal antes de retirar os pelos para que não venha sujeira na amostra.	12	 ou
570	PERFIL CHECK UP GLOBAL DE FUNÇÕES Creatinina, ureia, fosfatase alcalina, gama GT, ALT, AST, amilase, glicose, fósforo, cálcio, proteínas totais e frações, colesterol total, ácido úrico, CPK, bilirrubina total e frações e relação ureia/creatinina. Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza) Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total + 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,0 mL de sangue total em tubo tampa cinza. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	0	 ou

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

1086

PERFIL ELETROLÍTICO COMPLETO

Sódio, potássio, cloreto (cloro), cálcio iônico, magnésio e fósforo

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).

1



332

PERFIL GERIÁTRICO II

Hemograma, creatinina, ureia, ALT, glicose, T4 livre - quimioluminescência, e urina rotina.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza) + Urina em frasco coletor estéril

Quantidade necessária:

1,0 mL de sangue total em tubo tampa roxa + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total em tubo tampa vermelha ou amarela + 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,5 mL de sangue total em tubo tampa cinza + 5,0 mL de urina em frasco coletor estéril


Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).

2



333

PERFIL HEPÁTICO

Bilirrubina total e frações, proteínas totais e frações, ALT, lipídeos totais, fosfatase alcalina e AST.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).

0



373

PERFIL HIPERTIREOIDISMO 1

Hemograma completo, TSH, T4 livre-quimioluminescência, creatinina e ALT.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL de sangue total em tubo tampa roxa + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total

Formas de envio:





Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).

3



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
336	PERFIL HIPOTIREOIDISMO 1 Hemograma completo, TSH, T4 livre -quimioluminescência, colesterol e fosfatase alcalina. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total em tubo tampa roxa + 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total em tubo tampa vermelha ou amarela Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies)	1	
836	PERFIL PRÉ-ANESTÉSICO II Hemograma, proteínas totais e frações, ureia, creatinina, fosfatase alcalina e ALT. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue total em tubo tampa roxa + 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total em tubo tampa vermelha ou amarela Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	0	
840	PERFIL PRÉ-ANESTÉSICO III Hemograma completo, creatinina, ureia, fosfatase alcalina, glicose e ALT. Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Sangue total em tubo fluoretado (tampa cinza) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total em tubo tampa roxa + 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total em tubo tampa vermelha ou amarela + 0,5 mL de plasma fluoretado ou 1,5 mL de sangue total em tubo tampa cinza. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies)	0	
869	PERFIL RENAL COM HEMOGRAMA Hemograma, creatinina e ureia Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de sangue total em tubo tampa roxa + 0,5 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total em tubo tampa vermelha ou amarela Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).	0	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

837

PERFIL RENAL COMPLETO

Creatinina, ureia, urina rotina e relação proteína creatinina urinária

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) + Urina em frasco coletor estéril

Quantidade necessária:

0,5 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total+ 5,0 mL de urina.


Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).

1



125

PERFIL TIREOIDEANO 1

T4 livre - quimioluminescência, T4 total - quimioluminescência e TSH

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).

1



695

PERFIL TIREOIDEANO 2

T4 livre - RIE, T4 total - RIE e TSH.

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade para as demais espécies).

2



702

PERFIL TRIAGEM HORMONAL - FÊMEAS

TT4 Total - RIE, Cortisol Basal - RIE, Progesterona e estradiol

Amostra e recipiente de acondicionamento:

Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)

Quantidade necessária:

1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total

Formas de envio:

Refrigerada

Espécies atendidas:

Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).

2



CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
703	PERFIL TRIAGEM HORMONAL - MACHOS T4 Total - RIE, Cortisol Basal - RIE, Testosterona e TSH Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Quantidade necessária: 1,0 mL de soro. Formas de envio: Refrigerada Espécies atendidas: Canina, felina e equina (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	2	
365	RHODOCOCUS - IMUNODIFUSÃO Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	6	
882	SÍNDROME LETAL DO OVERO BRANCO Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) ou pelos com bulbo. Quantidade necessária: 2,0 mL de sangue ou cerca de 50 fios de pelos. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina. Observação: Escovar o animal antes de retirar os pelos para que não venha sujeira na amostra.	12	
1196	SARCOCYSTIS NEURONA - SOROLOGIA EPM Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro ou líquido em tubo de transporte. Quantidade necessária: 1,0 mL de soro ou 1,0 mL de líquido. Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Equina.	10	
686	TESTE ALÉRGICO PAINEL COM 24 ALERGÊNOS AMBIENTAIS Amostra e recipiente de acondicionamento: Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Quantidade necessária: 1,5 mL de soro ou 4,0 mL de sangue total Formas de envio: Refrigerada. Espécies atendidas: Canina, felina e equina.	7	

CÓDIGO

EXAME

DIAS ÚTEIS

MATERIAIS

309

TOXOPLASMOSE EQUINA**Amostra e recipiente de acondicionamento:**

Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).

Quantidade necessária:

0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total.

Formas de envio:

Refrigerada.

Espécies atendidas:

Equina.

5

